

Bedienungsanleitung  
**Mobifit Pro**  
Bewegungstrainer

**Garantie-Urkunde**

Modellbezeichnung: Mobifit Pro

Modellnummer:

Seriennummer:\*

\* (vom Fachhandel einzutragen)

**Fachhändler:**


Datum und Stempel



**Bischoff & Bischoff GmbH**

Becker-Göring-Straße 13 • D-76307 Karlsbad  
Tel.: +49 7248/ 9209-2 • Fax: +49 7248/ 9209-3  
[www.bischoff-bischoff.com](http://www.bischoff-bischoff.com)  
[info@bischoff-bischoff.de](mailto:info@bischoff-bischoff.de)

Enjoy mobility.





## 1. Wichtige Sicherheitsanweisungen

Wenn Sie ein elektrisches Gerät benutzen, sollten Sie immer die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen beachten, einschließlich der folgenden:

Lesen Sie alle Anweisungen vor dem Gebrauch durch.

**Gefahr** – um das Risiko eines Elektroschocks zu verringern:  
Ziehen Sie den Stecker des Gerätes immer unmittelbar nach Gebrauch und vor der Reinigung aus der Steckdose.

**Warnhinweis** – um das Risiko von Verbrennungen, Feuer, Elektroschock oder Personenschaden zu verringern:

1. Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, wenn es eingesteckt ist. Stecken Sie es bei Nichtgebrauch aus, auch wenn Sie Teile anbringen oder abnehmen.
2. Benutzen Sie es nicht unter einer Decke oder einem Kissen.  
Übermäßige Hitze kann zu Feuer, Elektroschock oder Personenschaden führen.
3. Genaue Beobachtung ist notwendig, falls das Gerät von oder in der Nähe von Kindern, Kranken oder behinderten Personen benutzt wird.
4. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch, wie in dieser Anleitung beschrieben. Verwenden Sie keine Zusätze, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.

5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, falls das Kabel oder der Stecker beschädigt sind. Falls es nicht richtig funktioniert, es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist, bringen Sie das Gerät zum Kundendienst zur Kontrolle und Reparatur.
6. Tragen Sie dieses Gerät nicht mit dem Kabel und verwenden Sie das Kabel nicht als Haltegriff.
7. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
8. Verwenden Sie das Gerät nicht, falls die Lüftungsöffnungen blockiert sind. Halten Sie die Lüftungsöffnungen frei von Fusseln, Haaren etc.
9. Lassen Sie weder Gegenstände in die Öffnungen fallen noch stecken Sie welche hinein.
10. Benutzen Sie das Gerät nicht draußen.
11. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Spraydosen oder der Verwendung von Sauerstoff.
12. Um das Gerät aus zu stecken, schalten Sie alle Schalter auf aus und ziehen dann den Stecker aus der Steckdose.
13. Halten Sie Kinder fern von den ausgeklappten Pedalen.





## 2. Fernbedienung

### Hauptschalter

Der Hauptschalter befindet sich am Gerät unterhalb der Fernbedienung. Wenn der Knopf auf die "0"-Position geschoben wird, ist der Strom abgeschaltet. Um den Mobifit Pro anzuschalten, drücken Sie bitte den Hauptschalter am Gerät, auf die "1" Position. Danach leuchtet der Hauptschalter rot.

### Power

Wenn der Hauptschalter eingeschaltet ist, drücken Sie die "Power"-Taste einmal und das LCD-Display wird eingeschaltet. Alle Funktionstasten sind jetzt einsatzbereit.

### Mode

Mit der Mode Taste können Sie voreingestellte Trainingsprogramme auswählen. Folgende Modi stehen zur Auswahl:

Modus 0: Manueller Betrieb, die Zeit, Geschwindigkeit und Richtung kann nach individuellen Vorlieben eingestellt werden.

Modus 1: Auto-Betrieb (km/h) die Geschwindigkeit variiert zwischen 3-4-3-4-3-4.

Modus 2: Auto-Betrieb (km/h) die Geschwindigkeit variiert zwischen 3-4-5-4-3-5

Modus 3: Auto-Betrieb (km/h) die Geschwindigkeit variiert zwischen 3-4-5-6-5-4

Modus 4: Auto-Betrieb (km/h) die Geschwindigkeit variiert zwischen 4-5-6-5-4-3

Modus 5: Auto-Betrieb (km/h) die Geschwindigkeit variiert zwischen 4-3-4-5-6-5

### Geschwindigkeit


Modus 0: Manueller Betrieb. Drücken Sie "+" um zu beschleunigen oder "-" um die Geschwindigkeit zu reduzieren. Sie können Geschwindigkeiten zwischen 3 km/h, 4 km/h, 5km/h oder 6 km/h wählen.

### Zeit

Modus 0: Manueller Betrieb. Drücken Sie "+" um die Trainingszeit zu erhöhen oder "-" um die Zeit zu reduzieren. Sie können eine Trainingszeit zwischen 3min,6min, 9min oder 12 min einstellen.


### umkehren

Wenn das Gerät eingeschaltet ist und läuft in jedem Betrieb, drücken Sie "reverse"-Taste einmal, um den Motor Drehrichtung ändern.



### 3. Montage

Bitte ziehen Sie die Schrauben (D) mit den Unterlegscheiben (E) mittels Werkzeug (F) fest an. Danach schrauben Sie die Pedale (C) ebenfalls mittels Werkzeug (F) fest und kontern diese mit den Schrauben (G). Achten Sie bitte darauf, dass Sie die Pedale auf der jeweils richtigen Seite anbringen (R/L).



02

### 4. Auto-Schutz-Funktion

Der Hauptschalter befindet sich am Gerät unterhalb der Fernbedienung. Wenn der Knopf auf die "0"-Position geschoben wird, ist der Strom abgeschaltet. Um den Mobifit Pro anzuschalten, drücken Sie bitte den Hauptschalter am Gerät, auf die "1" Position. Danach leuchtet der Hauptschalter rot.



03



Wird das Gerät nicht verwendet schaltet es sich automatisch nach 60 Sekunden ab. Sie können das Gerät wieder starten, indem Sie die "Power"-Taste drücken.



Personen mit Muskelbeschwerden, Herzproblemen oder anderen gesundheitlichen Einschränkungen, sollten vor der Benutzung einen Arzt aufsuchen.



Belastbarkeit bis 100 kg

### 5. Zusätzliche Angaben

Stromquelle: AC220V – 50Hz  
 Leistung: 40 W  
 Motor: AC220V – 50Hz  
 Gewicht: 5,5 kg  
 Maße: 410 x 290 x 480 mm