

Bedienungsanleitung

VFG
GS-R/L



Enjoy mobility.



Sehr geehrter Kunde,

die Ihnen vorliegende Bedienungsanleitung soll Sie mit der Bedienung und Handhabung Ihrer B+B Gehhilfe besser vertraut und somit sicherer machen. Wir wünschen Ihnen viel Freude und mehr Mobilität mit unserem Produkt!

1. Stockhöhe einstellen

- Überwurfmutter lösen
- Federstift drücken und Gehhilfe in die orthopädisch korrekte Position bringen
- Federstift einrasten lassen
- Überwurfmutter festziehen

2. Achtung: Sicherheitshinweise Risikoanalyse nach DIN EN ISO 13485

- Max. Belastbarkeit 100 kg!
- Auf korrekten Sitz der Steckverbindungen achten

Hinweise nach der Höheneinstellung:

- Auf korrekten Sitz des Federstiftes achten!
- Auf festen Sitz der Überwurfmutter achten!
- Nur auf festem, ebenen Untergrund einsetzen!

3. Technische Daten

	VFG	GS-R/L
Gewicht	0,8 kg	0,3 kg
Höhe	74-97cm	74-97cm
Stufen	10	10
Farbe	Bronze eloxiert	Bronze eloxiert

4. Garantie

Garantieleistungen beziehen sich auf alle Mängel des Produkts, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Bei Beanstandungen ist die vollständig ausgefüllte Garantieurkunde mit einzureichen.



Nichtbeachtung der Betriebsanleitung sowie unsachgemäß durchgeführte Wartungsarbeiten, als auch insbesondere technische Änderungen und Ergänzungen (Anbauten) ohne Zustimmung der Bischoff & Bischoff GmbH führen zum Erlöschen sowohl der Garantie als auch der Produkthaftung allgemein.

Für unsere Produkte übernehmen wir die gesetzliche Garantie von 2 Jahren. Für Batterien, Austauschgeräte und Reparaturen gilt eine Gewährleistungsfrist von 1 Jahr. Darüber hinaus beachten Sie bitte die B+B Pflege-, Gewährleistungs-, Hygiene- und Wartungshinweise. Diese werden Ihnen von Ihrem Fachhändler gerne zur Verfügung gestellt.

Garantie Urkunde

(Achten Sie auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen)

Produkt: VFG / GS-R/L

Modellnummer:

Serien Nummer:*

* (vom Händler einzutragen)

Fachhändler:

Datum & Stempel

*Hinweisschilder befinden sich auf dem Seitenrahmen

Bischoff & Bischoff GmbH

Becker-Göring-Straße 13

D-76307 Karlsbad

Tel.: 0700/6000 7070

Fax: 0700/6000 8080

www.bischoff-bischoff.com

