



Basispreis: Neo

€ 8.090,-

HMV-Nr.: 18.50.04.0072 | Max. Belastbarkeit 200 kg

Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen!

Sitz	€
Sitzbreite 45 cm (effektiv 40 - 51 cm)	●
<input type="checkbox"/> Sitzbreite 52 - 60 cm	199,-
Sitzhöhe 50 cm	●
Sitztiefe variabel 42 - 51 cm	●
Sitzkissen	●
<input type="checkbox"/> Sitzwinkelverstellung (2° bis 19°) elektrisch (nur mit Zusatzoption R-Net Steuerung bestellbar)	1.390,-
Sitzwinkelverstellung (2° bis 19°) manuell	●
Standardsitz, schwarz	●
<input type="checkbox"/> Komfortsitz (nur in Verbindung mit verlängertem Sitzrahmen)	545,-
<input type="checkbox"/> Verlängerter Sitzrahmen	225,-
<input type="checkbox"/> Recarositz (keine elektr. Verstelloptionen beim Sitz & Rücken mögl.)	1.850,-
Rücken	
Rückenhöhe 44 cm	●
<input type="checkbox"/> Rückenwinkelverstellung (-5° bis 75°) elektrisch (nur mit Zusatzoption R-Net Steuerung bestellbar)	1.590,-
Rückenwinkelverstellung (-5° bis 75°) manuell	●
<input type="checkbox"/> Anpassrücken	290,-
<input type="checkbox"/> Kopfstütze	285,-
Seitenteile	
Höhen- und breitenverstellbar	●
Beinstützen	
Beinstützen manuell verstellbar	●
<input type="checkbox"/> Beinstützen waagrecht mit Längenausgleich, manuell, Stück (nur mit Wadenpolster bestellbar)	405,-
<input type="checkbox"/> Wadenpolster für waagrecht verst. Beinstützen, Stück	120,-
Elektrisch waagrecht verstellbare Beinstützen, Stück (nur mit Zusatzoption R-Net Steuerung bestellbar)	990,-
<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	
Fußplatte winkelverstellbar	●
Motor und Batterie	
Reichweite ca. 40 km	●
Max. Geschwindigkeit 6 km/h	●
<input type="checkbox"/> Max. Geschwindigkeit 10 km/h, inkl. StVZO-Paket	595,-
Batterie 2x 12V/60Ah	●
Ladegerät Standard	●

▼ Bitte ankreuzen!

Beleuchtung	
Front-, Rückstrahler, Blinker	●
Fahrpult	
VR-2 Steuerung	●
<input type="checkbox"/> R-Net abschwenkbar und längeneinstellbar	860,-
Fahrpult rechts und links seitlich abschwenkbar	●
<input type="checkbox"/> Fahrpult rechts montiert	○
<input type="checkbox"/> Fahrpult links montiert	○
<input type="checkbox"/> VR-2 Steuerung für Begleiter	320,-
<input type="checkbox"/> R-Net für Begleiter (nur in Verbindung mit Halterung mögl.)	490,-
<input type="checkbox"/> Halterung für Begleiterbedienung	110,-
<input type="checkbox"/> Software Paket: Software, Kabel (E)	490,-
Bereifung	
Vorder- und Hinterradfederung	●
Hinterräder 3.00 - 8, Luft	●
Vorderräder 3.00 - 4, Luft	●
<input type="checkbox"/> Pannensichere Bereifung (RolkoFill)	299,-
<input type="checkbox"/> Radspritzschutz hinten	145,-
Zubehör	
Antikipprollen	●
Transportbefestigung	●
<input type="checkbox"/> Sicherheitsgurt	69,-
<input type="checkbox"/> Stockhalter	39,-
<input type="checkbox"/> Rückspiegel (nur mit Halter montierbar)	49,90
<input type="checkbox"/> Halter für Rückspiegel komplett	69,-
<input type="checkbox"/> Heckmarkierungstafel	75,-
<input type="checkbox"/> APINO Citybag	50,35
<input type="checkbox"/> APINO Backpack	50,35
<input type="checkbox"/> APINO Shopper	16,70
<input type="checkbox"/> PETITE Handytasche	8,30
<input type="checkbox"/> ID Namensschild	8,30
<input type="checkbox"/> BICO Greifzange	25,10
Werkzeugset	●
Rahmenfarbe	
Silber	●