



Bestellformular

REVOLUTION R2

Adaptivrollstuhl

- Basispreis:** Revolution R2 ohne TBB € 1.889,-
 Basispreis: Revolution R2 mit TBB € 1.988,-
 HMV-Nr.: 18.50.03.0159 | Max. Belastbarkeit 125 kg

Firma:
 Kommission:

- Lieferung ausschließlich Werkseinstellungen (SB 40 cm)
 "One Size fits all"-Konzept € 1.789,-

Datum:

▼ Bitte ankreuzen!

Sitz	€
Sitzbreite in cm	
<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44	○
<input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 54	
Sitzhöhe vorne in cm	
<input type="checkbox"/> 50 <input checked="" type="checkbox"/> 51 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 53 <input type="checkbox"/> 54 <input type="checkbox"/> 55 <input type="checkbox"/> 56	○
Sitzhöhe hinten in cm	
<input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input checked="" type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 52	○
Sitztiefe in cm	
<input checked="" type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44	○
Sitzwinkel: 0° bis 17° verstellbar	●
Anpassbarer Sitz	●
Sitzbezug atmungsaktiv, Größen / Farben	
<input type="checkbox"/> S (32-38 cm) <input checked="" type="checkbox"/> M (38-42 cm) <input type="checkbox"/> L (42-46 cm)	○
<input type="checkbox"/> XL (46-50 cm) <input type="checkbox"/> XXL (50-54 cm)	
<input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Blau <input type="checkbox"/> Schwarz	
Rücken	
Rückenlehnenhöhe in cm	
<input checked="" type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32,5 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37,5 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42,5 <input type="checkbox"/> 45	○
Rückentasche	●
Rückenbezug atmungsaktiv, Größen / Farben	
<input type="checkbox"/> S (32-38 cm) <input checked="" type="checkbox"/> M (38-42 cm) <input type="checkbox"/> L (42-46 cm)	○
<input type="checkbox"/> XL (46-50 cm) <input type="checkbox"/> XXL (50-54 cm)	
<input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Blau <input type="checkbox"/> Schwarz	
Anpassrücken	●
Schiebegriffe: 15 cm teleskopierbar	●
Seitenteile	
Inkl. Kleiderschutz aus Aluminium	●
<input type="checkbox"/> Armauflage, Paar	299,-
Beinstützen	
Beinstützen nach innen u. außen schwenkbar, abnehmbar	●
Fußplatte winkelverstellbar	●
Fersenbänder mit Klettverschluss	●

▼ Bitte ankreuzen!

Bereifung	
Hinterrad 24", 20 Speichen, Leichtlaufgrad, inkl. Steckachse	●
<input type="checkbox"/> Bereifung Schwalbe Marathon plus, pannengeschützt, Paar	98,50
Greifreifen Abstand in cm <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 (bei TBB nicht mögl.)	○
Sturzeinstellung <input type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 1° <input type="checkbox"/> 3° (bei TBB nicht mögl.)	○
<input type="checkbox"/> Radstandverlängerung, Paar	239,-
<input type="checkbox"/> Speichenschutz transparent, Paar	115,-
Bereifung Vorderrad	
Vorderrad 140 x 40 mm	●
Lenkgabel um 2 cm horizontal verschiebbar,	●
Castorbuchse einstellbar	●
Bremsen	
B+B Aktivdruckbremse Standard	●
<input type="checkbox"/> Bremshebelverlängerung, Paar	45,-
Zubehör	
<input type="checkbox"/> Antikipprollen, Paar	199,-
<input type="checkbox"/> Kipphilfe	69,-
<input type="checkbox"/> APINO Citybag	50,35
<input type="checkbox"/> APINO Backpack	50,35
<input type="checkbox"/> APINO Shopper	16,70
<input type="checkbox"/> PETITE Handy-/Schlosstasche	8,30
<input type="checkbox"/> HERCULES Schloss	10,85
<input type="checkbox"/> LUX Mehrzwecklicht, Farbe: Schwarz	12,50
<input type="checkbox"/> ID Namensschild	8,30
Luftpumpe, Werkzeugset	●
Passive Beleuchtung	●
Rahmenfarbe	
Silbermetallic	●

* Trommelbremse benötigt Standardbereifung.

Unverbindliche Preisempfehlungen, zzgl. gesetzlicher MwSt. Technische Änderungen vorbehalten. ● : Basisausstattung ○ : wahlweise ohne Aufpreis

Bischoff & Bischoff GmbH • Becker-Göring-Straße 13 • 76307 Karlsbad • Tel: +49(0)700 | 6000 7070 • Fax: +49(0)700 | 6000 8080