



Bestellformular

TAIGA

Elektrorollstuhl

Basispreis: Taiga
 HMV-Nr.: 18.50.04.0171 | Max. Belastbarkeit 170 kg

€ 7.590,-

Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen!

Sitz	€
Sitzbreite einstellbar 41,5 - 61,5 cm	●
Sitzhöhe 50 cm	●
Sitztiefe einstellbar 41 - 56 cm	●
Sitzkissen breitenverstellbar	●
Sitzwinkel einstellbar (-2° bis +10°) manuell	●
<input type="checkbox"/> Sitzwinkel verstellbar (-2° bis +20°) elektrisch	1190,-
Standardsitz, Schwarz	●
<input type="checkbox"/> Komfortsitz, Schwarz	515,-
Rücken	
Rückenhöhe 53 cm	●
Rückenhöhe Komfortsitz 63 - 67 cm	●
Rückenlehnenwinkel in 4 Stufen verstellbar von 90° bis 120°, manuell	●
<input type="checkbox"/> Rückenlehnenwinkel, stufenlos verstellbar von 90° bis 135°, elektrisch	1190,-
Anpassrücken (nicht bei Komfortsitz)	●
<input type="checkbox"/> Kopfstütze (nur in Verbindung mit Komfortsitz)	285,-
Seitenteile	
Höhen- und breitenverstellbar	●
Beinstützen	
Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar	●
<input type="checkbox"/> Beinstützen waagrecht u. breitenverstellbar, manuell, Paar	209,-
<input type="checkbox"/> Waagrecht verstellbar, elektrisch, rechts	890,-
<input type="checkbox"/> Waagrecht verstellbar, elektrisch, links	890,-
Fußplatte winkelverstellbar	●
Motor und Batterie	
Reichweite ca. 35 km	●
Geschwindigkeit 6 km/h	●
Batterie 2x 12V/75 Ah	●
Ladegerät 24V/8 Ah, Standard	●
Beleuchtung	
Front-, Rückstrahler, Blinker	●

▼ Bitte ankreuzen!

Fahrpult	
abschwenkbar und längeneinstellbar	●
VR-2 (bis 2 elektrische Verstellmöglichkeiten)	●
<input type="checkbox"/> VR-2 Steuerung für Begleiter (nur in Verbindung mit Halterung mögl.)	320,-
<input type="checkbox"/> R-Net (bis 4 elektrische Verstellmöglichkeiten) abschwenkbar und längeneinstellbar	860,-
<input type="checkbox"/> R-Net Steuerung für Begleiter (nur in Verbindung mit Halterung mögl.)	490,-
Fahrpult rechts montiert	○
Fahrpult links montiert	○
<input type="checkbox"/> Halterung für Begleiterbedienung	110,-
<input type="checkbox"/> Software Paket: Software, Kabel (E)	490,-
Bereifung	
Hinterradfederung	●
Hinterrad 14" (3.00 - 8 mm), PU	●
Vorderrad 10" (3.00 - 4 mm) - 4, PU	●
Antikipprollen	●
Radspritzschutz hinten	●
Zubehör	
Sicherheitsgurt	●
<input type="checkbox"/> Bordsteinheber	auf Anfrage
<input type="checkbox"/> Stockhalter	39,-
<input type="checkbox"/> APINO Citybag	50,35
<input type="checkbox"/> APINO Backpack	50,35
<input type="checkbox"/> APINO Shopper	16,70
<input type="checkbox"/> PETITE Handytasche	8,30
<input type="checkbox"/> ID Namensschild	8,30
<input type="checkbox"/> BICO Greifzange	25,10
Werkzeugset	●
Rahmenfarbe	
Silber	●