



Bestellformular

TERRA

Elektrorollstuhl

Basispreis: Terra
 HMV-Nr.: 18.50.04.0098 | Max. Belastbarkeit 120 kg

€ 4.620,-

Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen!

Sitz	€
Sitzbreite verstellbar 41 - 50 cm	●
Sitzhöhe 54 cm	●
Sitztiefe variabel 40 - 45 cm	●
Sitztiefe Grundeinstellung 45 cm	●
Sitzkissen	●
Sitzwinkelverstellung (-2° bis +10°) manuell	●
Standardsitz, Schwarz	●
<input type="checkbox"/> Komfortsitz	515,-
Rücken	
Rückenhöhe 55 cm	●
Rückenlehnenwinkel in 4 Stufen einstellbar von 90° auf 120° Neigung, manuell	●
Anpassrücken	●
<input type="checkbox"/> Kopfstütze	285,-
Seitenteile	
Höhen- und breitenverstellbar	●
Beinstützen	
Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar, mit anatomisch geformtem Griff	●
<input type="checkbox"/> Beinstützen waagrecht verstellbar, Paar	209,-
Fußplatte winkelverstellbar	●
<input type="checkbox"/> Breitenverstellkulisie	110,-
Motor und Batterie	
Reichweite ca. 32 km	●
Geschwindigkeit 6 km/h	●
Beleuchtung	
Front-, Rückstrahler, Blinker	●

▼ Bitte ankreuzen!

Fahrpult	
abschwenkbar und längeneinstellbar	●
<input type="checkbox"/> Fahrpult <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts montiert	○
<input type="checkbox"/> Halterung für Begleiterbedienung	110,-
<input type="checkbox"/> VR-2 Steuerung für Begleiter (nur in Verbindung mit Halterung mögl.)	320,-
<input type="checkbox"/> Software Paket: Software, Kabel (E)	490,-
Bereifung	
Hinterradfederung	●
Hinterrad 3.00 - 8, PU	●
Vorderrad 230 x 70 mm, PU	●
<input type="checkbox"/> Umbau auf Luft-Bereifung	59,-
Zubehör	
Antikipprollen	●
Transportbefestigung seitlich	●
<input type="checkbox"/> Bordsteinheber	258,-
<input type="checkbox"/> „Kraftknoten“-Vorrichtung	1065,-
Sicherheitsgurt	●
<input type="checkbox"/> Stockhalter	39,-
<input type="checkbox"/> Rückspiegel (nur mit Halter montierbar)	49,90
<input type="checkbox"/> Halter für Rückspiegel komplett	69,-
<input type="checkbox"/> APINO Citybag	50,35
<input type="checkbox"/> APINO Backpack	50,35
<input type="checkbox"/> APINO Shopper	16,70
<input type="checkbox"/> PETITE Handytasche	8,30
<input type="checkbox"/> ID Namensschild	8,30
<input type="checkbox"/> BICO Greifzange	25,10
Werkzeugset	●
Rahmenfarbe	
Silber	●