



Bestellformular

TOGO

Schiebehilfe

Basispreis: Togo € **2.180,-**
HMV-Nr.: 18.99.04.1014 | Max. zulässiges Gesamtgewicht 180 kg
(einschließlich Gewicht der Schiebehilfe und des Rollstuhles)

Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen!

Technische Daten	€
Togo für Sitzbreiten 37 bis 52 cm	●
<input type="checkbox"/> Togo für Sitzbreiten 52 bis 56 cm	196,-
Geschwindigkeit vorwärts 1,0 bis 5,5 km/h (6 Stufen)	●
Geschwindigkeit rückwärts ca. 1,5 km/h	●
Reichweite: ca. 12 km	●
Steigung / Gefälle: max. 10 %	●
Akku: 24 V 11.5 Ah Li-Ion Batteriepack	●
Betriebsspannung: 24 VDC	●
Ladegerät	●
Antriebsräder: 200 x 50 (Vollgummi)	●
Bremse: elektromagnetisch	●

▼ Bitte ankreuzen!

Zubehör	
<input type="checkbox"/> Ersatzakku: 24 V 11,5 Ah Li-Ion Batteriepack	399,-
<input type="checkbox"/> Akku Power: 24 V 14,4 Ah Li-Ion Batteriepack	847,90
<input type="checkbox"/> Adaptionplatten für Schiebehilfe Togo - siehe *	215,-
<input type="checkbox"/> Klemmhalter für manuelle Rollstühle	44,-
<input type="checkbox"/> Klemmhalter für Multifunktionsrollstuhl Protego	118,-
<input type="checkbox"/> Montagehilfe für Adaptionplatten	184,-
Rahmenfarbe	
Silber	●

* Klemmhalter werden zur Montage benötigt