



Bestellformular

S-VR

Multifunktionsrollstuhl

- Basispreis:** S-VR ohne TBB € **1.390,-**
- Basispreis:** S-VR mit TBB € **1.685,-**
- HMV-Nr.: 18.50.02.5039 | Max. Belastbarkeit 120 kg

Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen!

Sitz	€
Sitzbreite in cm <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 48	○
Sitzhöhe 48 cm	●
Sitztiefe 42 cm	●
Sitzwinkel 4°	●
<input type="checkbox"/> Sitzkissen, 5 cm hoch	24,-
Rücken	
Rückenhöhe 43 / 85 cm	●
Rückenverstellung -4° bis +30°/+82°*, mech. Feststeller	●
Nackenstütze höhenverstellbar, gepolstert, abnehmbar	●
Polster Vinyl, Schwarz	●
Seitenteile	
Seitenteile abnehmbar	●
Armauflage verlängert	●
Beinstützen	
Nach außen abschwengbar, längeneinstellbar, abnehmbar, waagrecht verstellbar	●
Bereifung	
Hinterräder 24" x 1 3/8 "	●
Vorderräder 200 x 50 mm	●
PU-Bereifung	●

▼ Bitte ankreuzen!

Bremsen	
Feststellbremse Fahrerbedienung	●
Zubehör	
Kippstützen, Paar	●
<input type="checkbox"/> Sicherheitsgurt	26,-
<input type="checkbox"/> Therapietisch	229,-
Faltsperr	●
<input type="checkbox"/> APINO Citybag	60,42
<input type="checkbox"/> APINO Backpack	54,88
<input type="checkbox"/> APINO Shopper	18,20
<input type="checkbox"/> PETITE Handy-/Schlosstasche	9,30
<input type="checkbox"/> HERCULES Schloss	10,85
<input type="checkbox"/> LUX Mehrzwecklicht, Farbe: Schwarz	14,-
<input type="checkbox"/> ID Namensschild	9,30
Rahmenfarbe	
Anthrazitmetallic	●

* Umbau nicht werkseitig.

Unverbindliche Preisempfehlungen, zzgl. gesetzlicher MwSt. Technische Änderungen vorbehalten. ● : Basisausstattung ○ : wahlweise ohne Aufpreis

Bischoff & Bischoff GmbH • Becker-Göring-Straße 13 • 76307 Karlsbad • Tel: +49(0)700 | 6000 7070 • Fax: +49(0)700 | 6000 8080