



**Basispreis:** Fortis

€ 2.090,-

HMV-Nr.: 18.51.05.1027 | Max. Belastbarkeit 135 kg

Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen!

<b>Technische Daten</b>	€
Geschwindigkeit bis zu 6 km/h	●
Reichweite ca. 35 km	●
Bodenfreiheit 60 mm	●
Hindernis, Höhe 60 mm	●
Steigfähigkeit 12° (21%)	●
Wendekreis 1415 mm	●
Räder 10" (PU-Bereifung)	●
Federung Hinterachse mit Zentralfeder	●
Bremsen elektromagnetisch und mechanisch	●
Armlehnen höhenverstellbar, nach hinten schwenkbar und stufenlos breiteneinstellbar	●
Armpolster winkeleinstellbar	●
Stufenlos einstellbare Lenksäule	●
Standardsitz mit abklappbarer Rückenlehne abnehmbar, drehbar, Kunstleder	●
<b>Motor und elektrische Daten</b>	
Motor 24 V 350 W, max. UPM 4200	●
Batterie 2 x 12 V/36 Ah	●
Ladegerät DC 24V/5A	●
Controller P&G S-Drive 70 A	●
Antrieb elektrisch - Getriebeentriegelung für Schiebebetrieb	●
Bedienpult mit LED Kontrollleuchten	●

▼ Bitte ankreuzen!

Elektronische Temporegelung	●
LED Batterie-Ladestandsanzeige	●
Hupe	●
Beleuchtung nach StVZO mit Licht- und Blinklichtschalter	●
<b>Zubehör</b>	
Antikipprollen	●
Einkaufskorb vorne, abnehmbar	●
Rückentasche im Sitz integriert	●
Fußmatte	●
Rückspiegel standard, links	●
<input type="checkbox"/> Zweitspiegel rechts	34,50
Sicherheitsgurt	●
<input type="checkbox"/> Stockhalter	79,90
<input type="checkbox"/> Stoßstange	45,-
<input type="checkbox"/> Regenumhang mit Kapuze	49,90
Schlupfsack <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	149,90
<input type="checkbox"/> Garage (Plastikabdeckung)	79,-
<input type="checkbox"/> APINO Scooter Tasche	33,50
<input type="checkbox"/> PETITE Handytasche	8,30
<input type="checkbox"/> ID Namensschild	8,30
<b>Rahmenfarbe</b>	
Silber	●