



Bestellformular

PYRO LIGHT OPTIMA PYRO LIGHT OPTIMA XL

Leichtgewichtrollstuhl

Basispreis: Pyro Light Optima ohne TBB € 1.199,-

Basispreis: Pyro Light Optima mit TBB € 1.398,-

HMV-Nr.: 18.50.02.2107 | Max. Belastbarkeit 125 kg

Basispreis: Pyro Light Optima XL ohne TBB € 1.399,-

Basispreis: Pyro Light Optima XL mit TBB € 1.598,-

HMV-Nr.: 18.50.02.3032 | Max. Belastbarkeit 170 kg

Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen!

▼ Bitte ankreuzen!

Sitz	€
Sitzbreite in cm	
<input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 49	○
<input type="checkbox"/> 52	38,-
Sitzbreite (XL-Version) in cm	○
<input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 55 <input type="checkbox"/> 58	
Sitzhöhe vorne in cm	
50	●
<input type="checkbox"/> 40 (beinhaltet 6" Vorderräder und 22" Hinterräder)	45,50
<input type="checkbox"/> 42,5 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47,5	45,50
Sitztiefe 42,5 cm (Standard), einstellbar 40-50 cm in 2,5 cm Stufen	●
XL-Version: Sitztiefe 45 cm (Standard), einstellbar 45-50 cm in 2,5 cm Stufen	●
<input type="checkbox"/> Sitzkissen, Sitzbreiten 37 - 49 cm	24,-
<input type="checkbox"/> Sitzkissen, Sitzbreiten 52 - 58 cm	39,-
Sitzbezug Nylon	●
Rücken	
Rückenhöhe 42 cm	●
Rückenhöhenverstellung 40 - 46 cm	●
Rückensystem mit Lumbalknick	●
Anpassrücken	●
<input type="checkbox"/> Kopfstütze verstellbar (inkl. Befestigung)	294,-
Schiebegriffe höhenverstellbar, Paar	●
Rückenbezug Nylon	●
Seitenteile	
Seitenteile tiefen- und höhenverstellbar	●
Beinstützen	
Standardbeinstützen, nach innen und außen abschwenkbar	●
<input type="checkbox"/> Beinstützen waagrecht verstellbar, Paar	209,-
<input type="checkbox"/> Beinstützenverlängerung 10 cm, ab Sitzhöhe 47 cm möglich, NUR passend bei Standardbeinstützen! Paar	59,-
Amputationsbeinstütze <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	149,-
Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten	●
Bereifung	
Hinterrad 24" x 1" PU, inkl. Steckachse	●
Vorderrad 8", 1 1/4" PU	●

<input type="checkbox"/> Transit-Version, Hinterräder 12,5" PU, (bei XL nicht mgl.)	199,-
<input type="checkbox"/> Vorderrad 8", 200 x 50 mm, PU	59,-
<input type="checkbox"/> Vorderrad 6", pannensicher	59,-
XL-Version: Hinterrad 24" x 1 3/8" PU inkl. Steckachse	●
Vorderrad 8", 200 x 50 mm, PU	●
<input type="checkbox"/> Greifreifenüberzug, Paar	96,-
<input type="checkbox"/> Speichenschutz transparent, Paar	115,-
<input type="checkbox"/> Radstandverlängerung	59,-
<input type="checkbox"/> Einhandbetrieb	225,-
Bremsen	
Feststellbremse Fahrerbedienung	●
<input type="checkbox"/> Bremshebelverlängerung, Paar	29,90
<input type="checkbox"/> Einhandbremse (mechanisch)	86,-
Zubehör	
<input type="checkbox"/> Togo Schiebehilfe (bis einschl. SB 55 möglich)	2.180,-
<input type="checkbox"/> Adoptionsplatten für Togo (bei XL-Version nicht mgl.)	215,-
<input type="checkbox"/> Montagehilfe für Adoptionsplatten (bei XL-Version nicht möglich)	184,-
Ankippbügel	●
<input type="checkbox"/> Antikipprollen, Paar	85,-
<input type="checkbox"/> „Kraftknoten“-Vorrichtung (bei XL-Version nicht möglich)	795,-
<input type="checkbox"/> Sicherheitsgurt	26,-
<input type="checkbox"/> Stockhalter	23,-
<input type="checkbox"/> Therapietisch	189,-
<input type="checkbox"/> Infusions-/Oxygenflaschenhalter	162,50
<input type="checkbox"/> APINO Citybag	50,35
<input type="checkbox"/> APINO Backpack	50,35
<input type="checkbox"/> APINO Shopper	16,70
<input type="checkbox"/> PETITE Handy-/Schlosstasche	8,30
<input type="checkbox"/> HERCULES Schloss	10,85
<input type="checkbox"/> LUX Mehrzwecklicht, Farbe: Schwarz	12,50
Passive Beleuchtung	●
Rahmenfarbe	
Silbermetallic	●

Unverbindliche Preisempfehlungen, zzgl. gesetzlicher MwSt. Technische Änderungen vorbehalten. ●: Basisausstattung ○: wahlweise ohne Aufpreis

Bischoff & Bischoff GmbH • Becker-Göring-Straße 13 • 76307 Karlsbad • Tel: +49(0)700 | 6000 7070 • Fax: +49(0)700 | 6000 8080