



Stückliste			
Objekt	Artikelnummer	Bezeichnung	
1	4003123000	Griff-/Schiebestange links	
	4003128000	Griff-/Schiebestange rechts	
	4002123000	Griff-/Schiebestange links B-XL	
	4002124000	Griff-/Schiebestange rechts B-XL	
2	4003130000	Handgriff anatomisch rechts	
	4003131000	Handgriff anatomisch links	
3	4003142000	Auto-lock-system	
4	4003615000	Bremshebel links komplett	
	4003614000	Bremshebel rechts komplett	
5	4003856000	Klemmhebel Innengewinde M8x15mm	
6	4003119000	Führungsprofil Faltmechanismus	
7	4003097000	Brems- und Bowdenzug	
8	4003621000	Bremsklotz komplett	
9	4003604000	Bremse komplett rechts	
	4003605000	Bremse komplett links	
10	4003412000	Rad 200 X 50 PU	
11	4003420000	Achsschraube mit Mutter chrom M8 x 80mm	
12	4003408000	Radlager	
13	4003088000	Verbindungshebel Rahmenteile silber	
14	4003401000	Radgabel silber	
15	4003105000	Abdeckkappe Castorbuchse	
16	4003138000	Sitzpolster	
	4002138000	Sitzpolster B-XL	
17	4003141000	Tablett	
18	4003406000	Lenklager Castorbuchse	
Ohne Abb.	4003124000	Schraube Griffrohrbefestigung	
Ohne Abb.	4003145000	Korb silber	
Ohne Abb.	4003805000	Stockhalter	
Datum:	05.03.2014	Typ:	Rollator B
		Modell:	4003
S/N	C40030000000001 - C4003.....		

