



Stückliste BGI				
Objekt	Artikelnummer	Bezeichnung		
1	6031035000	Toilettendeckel		
2	6031034000	Toilettenbrille		
3	6031007000	Armauflage links		
4	6031006000	Armauflage rechts		
5	6031002000	Armlehne links klappbar		
6	6031003000	Armlehne rechts klappbar		
7	6031014000	Deckelscharnier Metall re+li komplett		
8	6031021000	Trägerrohr hinten für Deckelscharnier		
9	6031032000	Rohrschelle mit Zentrierschraube komplett		
10	6031023000	Stützrohr hinten		
11	6031001000	Korpus		
12	6031016000	Trapez Kunststoffprofil		
13	6010036000	Rändelschraube M8		
14	6031041000	Arretierfeder für Armlehne		
15	6031024000	Endstopfen Armlehne, Kunststoff		
16	6031018000	Stützrohr vorne		
17	6031026000	Auflageprofil re+li Armlehne		
18	6031039000	Abdeckkappe Kunststoff		
Datum: 12.04.2010		Name: O.Kimmich	Typ: TSE-A	Modell: 6031
S/N		60310000000001 - 6031xxxxxxxxxx		