



# Bestellformular

# PYRO START PLUS SL

Leichtgewichtrollstuhl

- Basispreis:** Pyro Start Plus SL ohne TBB € **1.392,52**
- Basispreis:** Pyro Start Plus SL mit TBB € **1.641,52**
- Max. Belastbarkeit 150 kg

Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen!

<b>Sitz</b>	€
Sitzbreite in cm	
<input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 52	○
Sitzhöhe vorne in cm	
52,5 (einstellbar 52,5 - 60 cm in 2,5 cm Stufen)	●
Sitztiefe 46 cm (einstellbar 46-52 cm in 2 cm Stufen)	●
<input type="checkbox"/> Sitzkissen, Sitzbreiten 43-49 cm	24,-
<input type="checkbox"/> Sitzkissen, Sitzbreite 52 cm	39,-
Sitzbezug Nylon	●
<b>Rücken</b>	
Rückensystem mit Lumbalknick	●
Rückenhöhe 46 cm (einstellbar 46-50 cm in 2 cm Stufen)	●
Anpassrücken	●
<input type="checkbox"/> Kopfstütze verstellbar (inkl. Befestigung) *	294,-
<input type="checkbox"/> Schiebegriffe tiefenverstellbar *	148,-
Rückenbezug Nylon	●
<b>Seitenteile</b>	
Duo-Seitenteile (desk/lang), abschwenkbar	●
<input type="checkbox"/> Seitenteile höhenverstellbar, Paar	210,-
<b>Beinstützen</b>	
Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar, mit anatomisch geformtem Griff	●
<input type="checkbox"/> Beinstützen waagrecht verstellbar, Paar	209,-
<input type="checkbox"/> Beinstützenverlängerung 10 cm, ab Sitzhöhe 47 cm möglich, NUR passend bei Standardbeinstützen! Paar	59,-
Amputationsbeinstütze <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	149,-
Fußplatten mit Klett-Fersenbändern	●
<b>Bereifung</b>	
Hinterrad 24" x 1 3/8" inkl. Steckachse	●
<input type="checkbox"/> Transit-Version, Hinterräder 12,5" PU	199,-
Vorderrad 8" x 1 1/4"	●
<input type="checkbox"/> Vorderräder 200 x 50 mm	59,-
PU-Bereifung	●
<input type="checkbox"/> Umbau auf Luft-Bereifung	59,-

▼ Bitte ankreuzen!

Radstandverlängerung	●
Adapterblock	●
<input type="checkbox"/> Speichenschutz transparent, Paar	115,-
<input type="checkbox"/> Einhandbetrieb (nur bei Rollstühlen ohne TBB möglich)	225,-
<input type="checkbox"/> Greifreifenüberzug, Paar	96,-
<b>Bremsen</b>	
Feststellbremse Fahrerbedienung	●
<input type="checkbox"/> Bremshebelverlängerung, Paar	29,90
Einhandbremse (mechanisch) <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	86,-
<b>Zubehör</b>	
<input type="checkbox"/> Togo Schiebehilfe	2.180,-
<input type="checkbox"/> Adaptionsplatten für Schiebehilfe Togo	215,-
<input type="checkbox"/> Montagehilfe für Adaptionsplatten	184,-
<input type="checkbox"/> Antikipprollen, Paar	85,-
Ankipphilfe	●
<input type="checkbox"/> Sicherheitsgurt	26,-
<input type="checkbox"/> Stockhalter	23,-
<input type="checkbox"/> Therapietisch	189,-
<input type="checkbox"/> Infusions-/Oxygenflaschenhalter	162,50
<input type="checkbox"/> APINO Citybag	60,42
<input type="checkbox"/> APINO Backpack	54,88
<input type="checkbox"/> APINO Shopper	18,20
<input type="checkbox"/> PETITE Handy-/Schlosstasche	9,30
<input type="checkbox"/> HERCULES Schloss	10,85
<input type="checkbox"/> LUX Mehrzwecklicht, Farbe: Schwarz	14,-
<input type="checkbox"/> ID Namensschild	9,30
Passive Beleuchtung	●
<b>Rahmenfarbe</b>	
Anthrazit	●

\* Kopfstütze und Schiebegriffe nicht als Kombination montierbar

Unverbindliche Preisempfehlungen, zzgl. gesetzlicher MwSt. Technische Änderungen vorbehalten. ● : Basisausstattung ○ : wahlweise ohne Aufpreis

**Bischoff & Bischoff GmbH** • Becker-Göring-Straße 13 • 76307 Karlsbad • Tel: +49(0)700 | 6000 7070 • Fax: +49(0)700 | 6000 8080