



Elektro-Rollstuhl **Neo XXL**

Ob im Innen- oder Außenbereich, der kräftige Motor schafft mühelos Distanzen bis zu 40 km. Steigungen und Bordsteinkanten werden dank des leistungsstarken Antriebs problemlos gemeistert. Und dabei bietet der robuste Neo XXL noch jede Menge Komfort, wie z. B. ein hervorragendes Federungssystem: Jedes Rad ist einzeln gefedert.

Bei der Auswahl des Sitzes stehen drei Modelle zur Verfügung: der Standard-, der Komfort- oder ein Recarositz. Der Neo XXL verfügt darüber hinaus serienmäßig über eine Sitz- und Rückenwinkelverstellung. Optional lassen sich die manuellen Einstellungen auch elektrisch verstellen.

Der Neo XXL ist zur sicheren Teilnahme am Straßenverkehr mit einem StVZO-Paket in der 10 km-Version ausgestattet. Die Antikipprollen sorgen für Stabilität bei Steigungen, Gefällen und Bordsteinkanten.

HMV-Nr. 18.50.04.0072

Ausstattung

- Antikipprollen
- Rückenlehnenwinkel verstellbar
- Seitenteile verstellbar
- Wadenpolster
- Front- und Rückstrahler, Blinker
- Fahrpult abschwenkbar

Daten

Max. Belastbarkeit:	200 kg
Gesamtgewicht:	131 kg
Sitzbreite:	45 cm
Sitztiefe:	42 – 51 cm
Sitzhöhe:	50 cm
Sitzwinkel:	-2° – 19°
Rückenlehnenhöhe:	44 cm
Rückenlehnenwinkel:	-5° – 75°
Gesamthöhe:	101 cm
Batterie:	2 x 12 V/60 Ah
Farbe:	Silber

Preis

8.250,00 Euro (UVP)

Besonderheiten:

- Einzelradaufhängung
- Reichweite ca. 40 km
- 3 Sitzvarianten