



Bestellformular

PROTEGO SL

Multifunktionsrollstuhl

Basispreis: Protego SL ohne TBB

€ 2.981,31

Firma:

Basispreis: Protego SL mit TBB

€ 3.177,57

Kommission:

Max. Belastbarkeit 150 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen!

Sitz	€
Sitzbreite (einstellbar in cm) <input type="checkbox"/> 44 (44-46,5) <input type="checkbox"/> 49 (49-51,5)	○
Sitztiefe 48 - 52 cm (einstellbar in cm)	●
Sitzhöhe 52 - 60 cm (mit Sitzkissen, einstellbar in cm)	●
Sitzwinkel 0 - 15°	●
<input type="checkbox"/> Abduktionskeil	90,-
Sitzbezug Dartex, Nachtgrau	●
Rücken	
Rückenpolsterung anatomisch geformt mit Seitenhalt	●
Rückenlehnenhöhe 54 - 65 cm (mit Sitzkissen, einstellbar in cm)	●
Rückenlehnenwinkel 0 - 44°	●
Seitenpelotte, wegschwenkbar <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links	92,-
Kopfstütze 3-teilig einstellbar	●
Rückenbezug Dartex, Nachtgrau	●
Schiebegriffe tiefenverstellbar, Paar	●
Seitenteile	
Höhenverstellbar, abnehmbar, tiefeinstellbar, mit gepolsterten Armauflagen (Dartex Überzug)	●
<input type="checkbox"/> Hemiauflage links	290,-
<input type="checkbox"/> Hemiauflage rechts	290,-
Beinstützen	
Beinstützen waagrecht verstellbar, Längenausgleich	●
Kniepelotten, Paar	●
Wadenpolster, Paar	●
Fußplatten winkelvestellbar	●
Bereifung	
Hinterräder 24" PU inkl. Steckachse	●
Vorderräder 7" x 45 mm PU	●
<input type="checkbox"/> Transit-Version, Hinterräder 12,5" PU, Paar	199,-
<input type="checkbox"/> Speichenschutz transparent, Paar	115,-

▼ Bitte ankreuzen!

Bremsen	
Feststellbremse Fahrerbedienung	●
<input type="checkbox"/> Bremshebelverlängerung, Paar	29,90
Zubehör	
<input type="checkbox"/> Togo Schiebehilfe	2.180,-
<input type="checkbox"/> Adaptionplatten für Schiebehilfe Togo	315,-
<input type="checkbox"/> Montagehilfe für Adaptionplatten	184,-
Kippschutz	●
<input type="checkbox"/> Sicherheitsgurt	26,-
<input type="checkbox"/> Therapietisch	189,-
<input type="checkbox"/> Infusions-/Oxygenflaschenhalter (mit Togo nicht mögl.)	162,50
<input type="checkbox"/> APINO Citybag	60,42
<input type="checkbox"/> APINO Backpack	54,88
<input type="checkbox"/> APINO Shopper	18,20
<input type="checkbox"/> PETITE Handy-/Schlosstasche	9,30
<input type="checkbox"/> HERCULES Schloss	10,85
<input type="checkbox"/> LUX Mehrzwecklicht, Farbe: Schwarz	14,-
<input type="checkbox"/> ID Namensschild	9,30
Passive Beleuchtung	●
Rahmenfarbe	
Anthrazit	●