



Bestellformular

BX 11

Adaptivrollstuhl

- Basispreis:** BX 11 ohne TBB € **1.525,-**
- Basispreis:** BX 11 mit TBB € **1.724,-**
- HMV-Nr.: 18.50.03.0200 | Max. Belastbarkeit 135 kg

Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen!

Sitz	€
Sitzbreite (SB) in cm <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 52	<input type="radio"/>
Sitzhöhe vorne in cm <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 51 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 53 <input type="checkbox"/> 54 <input type="checkbox"/> 55 <input type="checkbox"/> 56	<input type="radio"/>
Sitzhöhe hinten in cm <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 52	<input type="radio"/>
Sitztiefe in cm <input type="checkbox"/> 36 - 40 (nur SB 36-40 mgl.) <input type="checkbox"/> 42 - 46 (nur SB 42-46 mgl.) <input type="checkbox"/> 48 - 52 (nur SB 48-52 mgl.)	<input type="radio"/>
Sitzwinkel: 0° bis 17° verstellbar	<input checked="" type="radio"/>
Anpassbarer Sitz	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/> Sitzkissen (SB 37-49)	24,-
Sitzbezug atmungsaktiv, Größen / Farben <input type="checkbox"/> S (36-38 cm) <input type="checkbox"/> M (40-42 cm) <input type="checkbox"/> L (44-46 cm) <input type="checkbox"/> XL (48-50 cm) <input type="checkbox"/> XXL (52 cm) <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Blau <input type="checkbox"/> Schwarz	<input type="radio"/>
Rücken	
Rückenlehnenhöhe in cm <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32,5 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37,5 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42,5 <input type="checkbox"/> 45	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> Rückenlehnenwinkel: -15° bis +9° verstellbar	auf Anfrage
Rückentasche	<input checked="" type="radio"/>
Rückenbezug atmungsaktiv, Größen / Farben <input type="checkbox"/> S (36-38cm) <input type="checkbox"/> M (40-42 cm) <input type="checkbox"/> L (44-46 cm) <input type="checkbox"/> XL (48-50 cm) <input type="checkbox"/> XXL (52 cm) <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Blau <input type="checkbox"/> Schwarz	<input type="radio"/>
Anpassrücken	<input checked="" type="radio"/>
Schiebegriffe: 15 cm teleskopierbar	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/> Höhenverstellbare Schiebegriffe, Paar**	132,-
Seitenteile	
Inkl. Kleiderschutz aus Aluminium	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/> Armauflage	299,-
<input type="checkbox"/> Abschwenk- und abnehmbar, mit höhen- und längenverstellbaren Armpolstern, Stück ***	189,-

▼ Bitte ankreuzen!

Beinstützen	
<input type="checkbox"/> Version 1: feste Beinstützen mit Fußbrett tiefen-, höhen- und winkelverstellbar, klappbar	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> Version 2: abnehmbare Beinstützen, nach innen und außen abschenkbar, abnehmbar mit Fußplatten	<input type="radio"/>
Bereifung-Vorderrad	
Vorderrad 150 x 30 mm	<input checked="" type="radio"/>
Lenkgabel um 2 cm horizontal verschiebbar, Castorbuchse einstellbar	<input checked="" type="radio"/>
Bereifung-Hinterrad	
Hinterrad 24", 20 Speichen, Leichtlauftrad, inkl. Steckachse, Luftbereifung*	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/> Bereifung Schwalbe*Marathon plus, pannengeschützt, Paar	98,50
Greifreifen Abstand in cm <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 (bei TBB nicht mögl.)	<input type="radio"/>
Sturzeinstellung <input type="checkbox"/> 1° <input type="checkbox"/> 3° <input type="checkbox"/> 4° (bei TBB nicht mögl.)	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> Radstandverlängerung	239,-
<input type="checkbox"/> Speichenschutz transparent, Paar	115,-
Bremsen	
B+B Aktivdruckbremse Standard	<input checked="" type="radio"/>
Zubehör	
<input type="checkbox"/> Antikipprollen, Paar	199,-
<input type="checkbox"/> Kipphilfe	69,-
<input type="checkbox"/> APINO Citybag	60,42
<input type="checkbox"/> APINO Backpack	54,88
<input type="checkbox"/> APINO Shopper	18,20
<input type="checkbox"/> PETITE Handy-/Schlosstasche	9,30
<input type="checkbox"/> HERCULES Schloss	10,85
<input type="checkbox"/> LUX Mehrzwecklicht, Farbe: Schwarz	14,-
<input type="checkbox"/> ID Namensschild	9,30
Passive Beleuchtung	<input checked="" type="radio"/>
Rahmenfarbe	
Titanium	<input checked="" type="radio"/>

* bei TBB nicht möglich.

** nur in Verbindung mit verstellbaren Rückenwinkel.

*** keine Sturzeinstellung möglich.

Unverbindliche Preisempfehlungen, zzgl. gesetzlicher MwSt. Technische Änderungen vorbehalten. ●: Basisausstattung ○: wahlweise ohne Aufpreis □: Standardeinstellung

Bischoff & Bischoff GmbH • Becker-Göring-Straße 13 • 76307 Karlsbad • Tel: +49(0)700 | 6000 7070 • Fax: +49(0)700 | 6000 8080