



# BESTELLFORMULAR

## PROTEGO SL Multifunktionsrollstuhl

**Firma:**

Basispreis: **Protego SL ohne TBB**

€ 2.981,31

Basispreis: **Protego SL mit TBB**

€ 3.177,57

**Kommission:**

Max. Belastbarkeit 150 kg

**Datum:**

▼ Bitte ankreuzen

<b>Sitz</b>	€
Sitzbreite   einstellbar in cm 44 (44-46,5)    49 (49-51,5)	
Sitztiefe 48 - 52 cm   einstellbar in cm	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzhöhe 52 - 60 cm   mit Sitzkissen, einstellbar in cm	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzwinkel 0 - 15°	<input checked="" type="checkbox"/>
Abduktionspolster mit Halter	92,70
Sitzbezug Dartex   Nachtgrau	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rücken</b>	
Rückenpolsterung anatomisch geformt mit Seitenhalt	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückenlehnenhöhe 54 - 65 cm   mit Sitzkissen, einstellbar in cm	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückenlehnenwinkel 0 - 44°	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenpelotte, wegschwenkbar    links    rechts	94,80
Kopfstütze 3-teilig einstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückenbezug Dartex   Nachtgrau	<input checked="" type="checkbox"/>
Schieberohre höhenverstellbar   Paar	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Seitenteile</b>	
Höhenverstellbar, abnehmbar, tiefeinstellbar, mit gepolsterten Armauflagen   Dartex Überzug	<input checked="" type="checkbox"/>
Armauflage Hemiplegiker	298,70
<b>Beinstützen</b>	
Beinstützen waagrecht verstellbar, Längenausgleich	<input checked="" type="checkbox"/>
Kniepelotten   Paar	<input checked="" type="checkbox"/>
Wadenpolster   Paar	<input checked="" type="checkbox"/>
Fußplatten winkelvestellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Bereifung</b>	
Hinterräder 24" PU   inkl. Steckachse	<input checked="" type="checkbox"/>
Vorderräder 7" x 45 mm PU	<input checked="" type="checkbox"/>
Transit-Version, Hinterräder 12,5" PU   Paar	199,-

▼ Bitte ankreuzen

Speichenschutz transparent 24"   Paar	145,-
<b>Bremsen</b>	€
Feststellbremse Fahrerbedienung	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremshebelverlängerung   Paar	19,90
<b>Zubehör</b>	
Togo Schiebehilfe	2.180,-
Adapterplatte für Togo	110,70
Klemmhalter für Adapterplatte   Stück	30,40
Montagehilfe für Adapterplatten	189,50
Kippschutz	<input checked="" type="checkbox"/>
Sicherheitsgurt	26,80
Therapietisch	215,-
Infusions-/Oxygenflaschenhalter   mit Togo nicht möglich	169,-
APINO Citybag	60,42
APINO Shopper	18,20
Passive Beleuchtung	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rahmenfarbe</b>	
Anthrazit	<input checked="" type="checkbox"/>

Kopfstütze und Schieberohre nicht als Kombination montierbar

Basisausstattung

wahlweise ohne Aufpreis