

**Firma:**Basispreis: **Revolution R1 ohne TBB** € 1.889,-Basispreis: **Revolution R1 mit TBB** € 1.988,-**Kommission:**

HMV-Nr.: 18.50.03.0159 | Max. Belastbarkeit 125 kg

**Datum:**

Lieferung ausschließlich Werkseinstellungen (SB 40 cm)

**"One Size fits all"-Konzept** € 1.789,-

▼ Bitte ankreuzen

<b>Sitz</b>	€
Sitzbreite in cm	
32    34    36    38	
40    42    44    46	
Sitzhöhe vorne in cm	
50    51    52    53	
54    55    56	
Sitzhöhe hinten in cm	
42    44    46    48    50    52	
Sitztiefe in cm	
36    38    40    42    44    46	
Sitzwinkel   0° bis 17° verstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Anpassbarer Sitz	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzbezug atmungsaktiv, Größen/Farben	
S (32-38 cm)                      M (38-42 cm)                      L (42-46 cm)	
Rot                      Blau                      Schwarz	
<b>Rücken</b>	
Rückenlehnenhöhe in cm	
30    32,5    35    37,5    40    42,5    45	
Rückentasche	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückenbezug atmungsaktiv, Größen/Farben	
S (32-38 cm)                      M (38-42 cm)                      L (42-46 cm)	
Rot                      Blau                      Schwarz	
Anpassrücken	<input checked="" type="checkbox"/>
Schierohre   15 cm teleskopierbar	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Seitenteile</b>	
Inkl. Kleiderschutz aus Aluminium	<input checked="" type="checkbox"/>
Armauflage   Paar	308,-
<b>Beinstützen</b>	
Unterschenkellänge 45 - 55,5 cm verstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Fußbrett tiefen-, höhen- und winkelverstellbar, klappbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Wadenband	<input checked="" type="checkbox"/>

▼ Bitte ankreuzen

<b>Bereifung Hinterrad</b>	€
Hinterrad 24", 20 Speichen, Leichtlaufgrad   inkl. Steckachse	<input checked="" type="checkbox"/>
Bereifung Schwalbe Marathon plus   pannengeschützt, Paar	158,-
Greifreifen Abstand in cm    2    3   bei TBB nicht mögl.	
Sturzeinstellung    0°    1°    3°   bei TBB nicht mögl.	
Radstandverlängerung   Paar	246,20
Speichenschutz transparent   Paar	145,-
<b>Bereifung Vorderrad</b>	
Vorderrad 140 x 40 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Lenkgabel um 2 cm horizontal verschiebbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Castorbuchse einstellbar	
<b>Bremsen</b>	
B+B Aktivdruckbremse Standard	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremshebelverlängerung   Paar	56,-
<b>Zubehör</b>	
Kippschutzrollen   Paar	205,-
Kippschutz	71,10
APINO Citybag	60,42
APINO Shopper	18,20
HERCULES Schloss	10,85
Passive Beleuchtung	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rahmenfarbe</b>	
Silbermetallic	<input checked="" type="checkbox"/>

● Basisausstattung    ○ wahlweise ohne Aufpreis