



Firma:

Basispreis: **BX 11 ohne TBB**

€ 1.525,-

Basispreis: **BX 11 mit TBB**

€ 1.724,-

Kommission:

HMV-Nr.: 18.50.03.0200 | Max. Belastbarkeit 135 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Sitz	€
Sitzbreite (SB) in cm	
36 38 40 <b>42</b> 44	
46 48 50 52	
Sitzhöhe vorne in cm	
50 <b>51</b> 52 53 54 55 56	
Sitzhöhe hinten in cm	
42 44 46 <b>48</b> 50 52	
Sitztiefe in cm	
36 - 40 (nur SB 36-40 mgl.) <b>42 - 46</b> (nur SB 42-46 mgl.)	
48 - 52 (nur SB 48-52 mgl.)	
Sitzwinkel   0° bis 17° verstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Anpassbarer Sitz	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzkissen   bei Sitzbreiten 37-49 cm	24,-
Sitzbezug atmungsaktiv, Größen / Farben	
S (36-38 cm) <b>M</b> (40-42 cm) L (44-46 cm)	
XL (48-50 cm) <b>XXL</b> (52 cm)	
<b>Rot</b> Blau Schwarz	
<b>Rücken</b>	
Rückenlehnenhöhe in cm	
<b>30</b> 32,5 35 37,5 40 42,5 45	
Rückenlehnenwinkel   -15° bis +9° verstellbar	auf Anfrage
Rückentasche	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückenbezug atmungsaktiv, Größen / Farben	
S (36-38cm) <b>M</b> (40-42 cm) L (44-46 cm)	
XL (48-50 cm) <b>XXL</b> (52 cm)	
<b>Rot</b> Blau Schwarz	
Anpassrücken	<input checked="" type="checkbox"/>
Schieberohre   15 cm teleskopierbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Schieberohre höhenverstellbar   Paar *	136,-
<b>Seitenteile</b>	
Inkl. Kleiderschutz aus Aluminium	<input checked="" type="checkbox"/>
Armauflage   Paar	308,-
Abschwenk- und abnehmbar, mit höhen- und längenverstellbaren Armpolstern   Paar **	388,30

▼ Bitte ankreuzen

Beinstützen	€
Version 1: feste Beinstützen mit Fußbrett tiefen-, höhen- und winkelverstellbar, klappbar	
Version 2: abnehmbare Beinstützen, nach innen und außen abschwenkbar, abnehmbar mit Fußplatten	
<b>Bereifung-Vorderrad</b>	
Vorderrad 150 x 30 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Lenkgabel um 2 cm horizontal verschiebbar   Castorbuchse einstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Bereifung-Hinterrad</b>	
Hinterrad 24"   20 Speichen, Leichtlauftrad, inkl. Steckachse, Luftbereifung   bei TBB nicht mögl.	<input checked="" type="checkbox"/>
Bereifung Schwalbe* Marathon plus   pannengeschützt, Paar	158,-
Greifreifen Abstand in cm 2 3   bei TBB nicht mögl.	
Sturzeinstellung 1° 3° 4°   bei TBB nicht mögl.	
Radstandverlängerung   Paar	246,20
Speichenschutz transparent 24"	145,-
<b>Bremsen</b>	
B+B Aktivdruckbremse Standard	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zubehör</b>	
Kippschutzrollen   Paar	205,-
Ankipphilfe	71,10
APINO Citybag	60,42
APINO Shopper	18,20
HERCULES Schloss	10,85
Passive Beleuchtung	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rahmenfarbe</b>	
Titanium	<input checked="" type="checkbox"/>

\* nur in Verbindung mit verstellbaren Rückenwinkel

\*\* keine Sturzeinstellung möglich.

 Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis