

**Firma:**Basispreis: **Protego ohne TBB**

€ 1.990,-

Basispreis: **Protego mit TBB**

€ 2.200,-

Kommission:

HMV-Nr.: 18.50.02.7057 | Max. Belastbarkeit 130 kg

PHMV-Nr.: 50.45.07.2028

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Sitz	€
Sitzbreite einstellbar in cm 39 (39-41,5) 44 (44-46,5) 49 (49-51,5)	
Sitztiefe 42-48 cm	●
Sitzhöhe 43 cm ohne Sitzkissen	●
Sitzwinkel 0-15°	●
Abduktionspolster mit Halter	92,70
Sitzbezug Dartex, Nachtgrau	●
Rücken	
Rückenpolsterung anatomisch geformt mit Seitenhalt	●
Rückenlehnenhöhe 58 - 64 cm	●
Rückenlehnenwinkel 0 - 44°	●
Seitenpelotte mit Halter links rechts	94,80
Klemmhalter Seitenpelotte Stück	13,90
Kopfstütze 3-teilig einstellbar	●
Rückenbezug Dartex, Nachtgrau	●
Schieberohre höhenverstellbar Paar	●
Seitenteile	
Höhenverstellbar, abnehmbar, tiefeinstellbar, mit gepolsterten Armauflagen Dartex Überzug	●
Armauflage, Hemiplegiker links rechts	298,70
Beinstützen	
Beinstützen waagrecht verstellbar, Längenausgleich	●
Kniepelotten Paar	●
Wadenpolster Paar	●
Fußplatten winkelvestellbar	●
Fußbrett bei Sitzbreite 44 cm	194,70
Bremsen	
Feststellbremse Fahrerbedienung	●
Bremshebelverlängerung Stück	19,90

▼ Bitte ankreuzen

Bereifung	€
Hinterräder 24" PU inkl. Steckachse	●
Vorderräder 7" x 45 mm PU	●
Transit-Version, Hinterräder 12,5" PU Paar	210,-
Speichenschutz transparent 24"	145,-
Zubehör	
Togo Schiebehilfe	2.180,-
Adapterplatte für Togo Stück	110,70
Klemmhalter für Adapterplatte Stück	11,30
Montagelehre für Adapterplatte	189,50
Ankipphilfe	●
Sicherheitsgurt	26,80
Therapietisch	215,-
Zubehörpaket mit Therapietisch und Seitenpelotten Satz	316,20
Infusions-/Oxygenflaschenhalter 110 mm 160 mm	169,-
APINO Citybag	60,42
APINO Shopper	18,20
Passive Beleuchtung	●
Rahmenfarbe	
Silbergrau	●

● Basisausstattung

○ wahlweise ohne Aufpreis