

**Firma:**Basispreis: **Pyro Light Optima XL ohne TBB** € 1.399,-Basispreis: **Pyro Light Optima XL mit TBB** € 1.598,-**Kommission:**

HMV-Nr.: 18.50.02.3032 | Max. Belastbarkeit 170 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Sitz	€
Sitzbreite in cm 52 55 58	
Sitzhöhe vorne in cm 50	●
40 (beinhaltet 6" Vorderräder und 22" Hinterräder)	45,50
42,5 45 47,5	45,50
Sitztiefe 45 cm (Standard) einstellbar 45-50 cm in 2,5 Stufen	●
Sitzkissen, Sitzbreite 52 cm	34,-
Sitzkissen, Sitzbreite 55 cm	40,-
Sitzkissen, Sitzbreite 58 cm	44,-
Sitzbezug Nylon	●
Rücken	
Rückenhöhe 42 cm	●
Rückenhöhenverstellung 40 - 46 cm	●
Rückensystem mit Lumbalknick	●
Anpassrücken	●
Kopfstütze	188,-
Schieberohre höhenverstellbar Paar	●
Rückenbezug Nylon	●
Seitenteile	
Seitenteile tiefen- und höhenverstellbar	●
Beinstützen	
Standardbeinstützen nach innen und außen abschwenkbar	●
Beinstützenverlängerung 10 cm	30,40
BW-Beinstütze links rechts	107,60
Amputationsbeinstütze links rechts	157,-
Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten	●

▼ Bitte ankreuzen

Bereifung	€
Hinterrad 24" x 1 3/8" PU inkl. Steckachse	●
Vorderrad 8" 200 x 50 mm, PU	●
Vorderrad 6" komplett	41,10
Greifreifenüberzug 24"	55,-
Speichenschutz transparent 24"	145,-
Radstandverlängerung	72,-
Einhandbetrieb nur ohne TBB links rechts	325,-
Bremsen	
Feststellbremse Fahrerbedienung	●
Bremshebelverlängerung Stück	19,90
Einhandbremse mechanisch links rechts	88,60
Zubehör	
Togo Schiebehilfe bis einschl. SB 56 möglich *	2.180,-
Ankipphilfe	●
Kippschutzrollen	87,50
Sicherheitsgurt XL	30,90
Stockhalter	23,70
Therapeutisch	215,-
Infusions-/Oxygenflaschenhalter	169,-
APINO Citybag	60,42
APINO Shopper	18,20
Passive Beleuchtung	●
Rahmenfarbe	
Silbermetallic	●

* ab SB 53-56 werden zusätzlich längere Teleskoprohre benötigt € 196,-

● Basisausstattung

○ wahlweise ohne Aufpreis