

**Firma:**Basispreis: **S-VR ohne TBB**

€ 1.390,-

Basispreis: **S-VR mit TBB**

€ 1.685,-

Kommission:

HMV-Nr.: 18.50.02.5039 | Max. Belastbarkeit 120 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

| Sitz | € |
|--|----------------------------------|
| Sitzbreite in cm 40 44 48 | <input type="radio"/> |
| Sitzhöhe 48 cm | <input checked="" type="radio"/> |
| Sitztiefe 42 cm | <input checked="" type="radio"/> |
| Sitzwinkel 4° | <input checked="" type="radio"/> |
| Sitzkissen 5 cm hoch | 24,- |
| Rücken | |
| Rückenhöhe 43 / 85 cm | <input checked="" type="radio"/> |
| Rückenverstellung -4° bis +30° / +82°* mech. Feststeller | <input checked="" type="radio"/> |
| Nackenstütze höhenverstellbar, gepolstert, abnehmbar | <input checked="" type="radio"/> |
| Polster Vinyl Schwarz | <input checked="" type="radio"/> |
| Seitenteile | |
| Seitenteile abnehmbar | <input checked="" type="radio"/> |
| Armauflage verlängert | <input checked="" type="radio"/> |
| Beinstützen | |
| Nach außen abschwengbar, längeneinstellbar, abnehmbar, waagrecht verstellbar | <input checked="" type="radio"/> |
| Bereifung | |
| Hinterräder 24" x 1 3/8 " | <input checked="" type="radio"/> |
| Vorderräder 200 x 50 mm | <input checked="" type="radio"/> |
| PU-Bereifung | <input checked="" type="radio"/> |

▼ Bitte ankreuzen

| Bremsen | € |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Feststellbremse Fahrerbedienung | <input checked="" type="radio"/> |
| Zubehör | |
| Kippstützen Paar | <input checked="" type="radio"/> |
| Sicherheitsgurt | 26,- |
| Therapietisch | 229,- |
| Faltsperr | <input checked="" type="radio"/> |
| Rahmenfarbe | |
| Anthrazitmetallic | <input checked="" type="radio"/> |

* Umbau nicht werkseitig

 Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis