


S 4

Der CENTURO S4 ist die erweiterte Version des Standardmodells CENTURO S2. Dabei besticht er mit einem höheren Leistungsumfang. Ein Maximum an Sicherheit erreicht dieses Elektromobil dank seiner rund um das Fahrzeug installierten Rammbügel.

S 7

Der CENTURO S7 ist das leistungsstärkste Elektromobil dieser Serie. Zusätzlich ist es mit zahlreichen Sicherheits-Features wie einem Rammschutz rund um das Fahrzeug und einer Geschwindigkeitsdrosselung in Kurvenfahrten ausgestattet.




CENTURO

DIE NEUEN ELEKTROMOBILE



MINI

Dank seiner kompakten Maße und einem Wenderadius von nur 990 mm eignet sich der CENTURO MINI sehr gut für den Transport und ist damit das perfekte Elektromobil für die Reise. Ohne Werkzeug lässt er sich in wenigen Schritten zerlegen.




Der leistungsstarke CENTURO S2 mit Hilfsmittelnummer eignet sich für den Innen- und Außenbereich. Größere Hindernisse wie Bordsteinkanten oder Unebenheiten im Gelände sind für ihn kein Problem. Der CENTURO S2 erfüllt die Vorgaben für die Mitnahme im ÖPNV.

CENTURO MINI



Sitzbreite	445 mm
Sitztiefe	406 mm
Geschwindigkeit	6 km/h
Reichweite	ca. 15 km
Steigfähigkeit	12° 21%
Hindernishöhe	50 mm
Bereifung	8" PU
Rahmenfarbe	○ ●

Preis (€) | UVP **1.790,-**




CENTURO S2



Sitzbreite	457 mm
Sitztiefe	457 mm
Geschwindigkeit	6 km/h 10 km/h
Reichweite	ca. 35 km
Steigfähigkeit	12° 21%
Hindernishöhe	50 mm
Bereifung	10" Luftbereifung
Rahmenfarbe	○ ●

Preis (€) | UVP **2.890,-** | 6 km/h
3.490,- | 10 km/h




CENTURO S4



Sitzbreite	457 mm
Sitztiefe	457 mm
Geschwindigkeit	6 km/h 10 km/h
Reichweite	ca. 35 km
Steigfähigkeit	15° 21%
Hindernishöhe	50 mm
Bereifung	12" Luftbereifung
Rahmenfarbe	○ ●

Preis (€) | UVP **3.550,-** | 6 km/h
4.290,- | 10 km/h



CENTURO S7



Sitzbreite	500 mm
Sitztiefe	560 mm
Geschwindigkeit	15 km/h
Reichweite	ca. 45 km
Steigfähigkeit	12° 21%
Hindernishöhe	100 mm
Bereifung	13" Luftbereifung
Rahmenfarbe	○ ●

Preis (€) | UVP **4.690,-**

