


# CENTURO

ELEKTROMOBILE



*Enjoy mobility.*



# CENTURO

## ELEKTROMOBILE

### SERIENAUSSTATTUNG

ergonomischer Lenker

verstellbare Lenksäule

abnehmbarer Einkaufskorb

dreh- & höheneinstellbarer Sitz

abklappere Rückenlehne

winkeleinstellbare Armlehnen

USB-Port

Steigfähigkeit 12° | 21 %

Rahmenfarbe ● Weiß | ○ Anthrazit

## MOBIL & UNABHÄNGIG

### Funktionalität trifft auf modernes Design

Die **CENTURO**-Reihe von Bischoff & Bischoff sorgt mit zahlreichen Funktionen für Fahrspaß und Sicherheit. Das Design, das durch die schlichte Farbgebung – wahlweise in Anthrazit oder Weiß – unterstrichen wird, vermittelt ein Gefühl von Modernität und Understatement.

### Zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten

Funktionale Elemente wie der an der Lenksäule installierte Einkaufskorb oder der Spritzschutz fügen sich harmonisch in das Gesamtbild ein. Der mit schwarzem Kunstleder gepolsterte Komfortsitz wirkt einladend und luxuriös zugleich. Für weite Strecken mit dem Elektromobil ist eine bequeme Sitzposition essenziell. Die **CENTURO**-Reihe bietet eine Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten und sorgt somit für ein Höchstmaß an Fahrkomfort.

### Zuverlässige Fahrsicherheit

Die **CENTURO**-Reihe erfüllt alle nötigen Anforderungen für eine sichere Fortbewegung im Straßenverkehr.



# S7

## SCHNELL & LEISTUNGSSTARK

Mit einer Reichweite bis zu 45 km und der Höchstgeschwindigkeit von 15 km/h ist der **CENTURO S7** das leistungsstärkste Elektromobil dieser Serie. Zusätzlich ist es mit zahlreichen Sicherheits-Features wie einem Rammschutz rund um das Fahrzeug und einer Geschwindigkeitsdrosselung in Kurvenfahrten ausgestattet.

### TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	457 mm
Sitztiefe	457 mm
Geschwindigkeit	15 km/h
Reichweite	ca. 45 km
Steigfähigkeit	12°   21 %
Hindernishöhe	100 mm
Bereifung	13" (Luftbereifung)
Rahmenfarbe	● Weiß   ○ Anthrazit
Preis (UVP)	4.690,00 €



GEWICHT  
147 KG



BREITE  
650 MM



HÖHE  
1375 MM\*



LÄNGE  
1440 MM



BELAST-  
BARKEIT  
160 KG



WENDE-  
BEREICH  
2300 MM

\*in oberster Sitzposition



S4

## KOMFORTABEL & SPORTLICH

Der **CENTURO S4** ist die erweiterte Version des Standardmodells **CENTURO S2**. Dabei besticht er mit einem höheren Leistungsumfang. Ein Maximum an Sicherheit erreicht dieses Elektromobil dank seiner rund um das Fahrzeug installierten Rammbügel.

### TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	457 mm
Sitztiefe	457 mm
Geschwindigkeit	6 km/h   10 km/h
Reichweite	ca. 35 km
Steigfähigkeit	12°   21 %
Hindernishöhe	50 mm
Bereifung	12" (Luftbereifung)
Rahmenfarbe	○ Weiß   ● Anthrazit
Preis (UVP)	<b>3.550,00 €</b> (6 km/h) <b>4.290,00 €</b> (10 km/h)

\*in oberster Sitzposition



GEWICHT  
122 KG



BREITE  
650 MM



HÖHE  
1345 MM\*



LÄNGE  
1350 MM



BELAST-  
BARKEIT  
160 KG



WENDE-  
BEREICH  
2300 MM



S2



## FLEXIBEL & FUNKTIONAL

Der leistungsstarke **CENTURO S2** mit Hilfsmittelnummer eignet sich für den Innen- und Außenbereich. Größere Hindernisse wie Bordsteinkanten oder Unebenheiten im Gelände sind für ihn kein Problem. Der **CENTURO S2** erfüllt die Vorgaben für die Mitnahme im ÖPNV.

### TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	457 mm
Sitztiefe	457 mm
Geschwindigkeit	6 km/h   10 km/h
Reichweite	ca. 35 km
Steigfähigkeit	12°   21 %
Hindernishöhe	50 mm
Bereifung	10" (Luftbereifung)
Rahmenfarbe	● Weiß   ○ Anthrazit
Preis (UVP)	2.890,00 € (6 km/h) 3.490,00 € (10 km/h)

\*in oberster Sitzposition



GEWICHT  
109,5 KG



BREITE  
635 MM



HÖHE  
1335 MM\*



LÄNGE  
1190 MM



BELASTBARKEIT  
160 KG



WENDEBEREICH  
1950 MM

# MINI



## WENDIG & PLATZSPAREND

Dank seiner kompakten Maße und einem Wenderadius von nur 1500 mm eignet sich der **CENTURO MINI** sehr gut für den Transport und ist damit das perfekte Elektromobil für die Reise. Ohne Werkzeug lässt er sich in wenigen Schritten zerlegen.

### TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite 445 mm

Sitztiefe 406 mm

Geschwindigkeit 6 km/h

Reichweite ca. 15 km

Steigfähigkeit 12° | 21 %

Hindernishöhe 50 mm

Bereifung 8" PU

Rahmenfarbe ● Weiß | ● Anthrazit

Preis (UVP) 1.790,00 €



GEWICHT  
54 KG



BREITE  
565 MM



HÖHE  
900 MM\*



LÄNGE  
1050 MM



BELAST-  
BARKEIT  
136 KG



WENDE-  
BEREICH  
1500 MM

\*in oberster Sitzposition



# S7

Gesamtbreite	650 mm
Gesamtlänge	1440 mm
Gesamthöhe	1375 mm*
Gesamtgewicht	147 kg
Belastbarkeit	160 kg
Sitzhöhe	665–715 mm
Geschwindigkeit	15 km/h
Bereifung	13" (Luftbereifung)
Beleuchtung	gemäß StVZO

# S4

Gesamtbreite	650 mm
Gesamtlänge	1350 mm
Gesamthöhe	1345 mm*
Gesamtgewicht	122 kg
Belastbarkeit	160 kg
Sitzhöhe	653–703 mm
Geschwindigkeit	6 km/h   10 km/h
Bereifung	12" (Luftbereifung)
Beleuchtung	gemäß StVZO

\*in oberster Sitzposition

# S2

Gesamtbreite	635 mm
Gesamtlänge	1190 mm
Gesamthöhe	1335 mm*
Gesamtgewicht	109,5 kg
Belastbarkeit	160 kg
Sitzhöhe	628–678 mm
Geschwindigkeit	6 km/h   10 km/h
Bereifung	10" (Luftbereifung)
Beleuchtung	gemäß StVZO

# MINI

Gesamtbreite	565 mm
Gesamtlänge	1050 mm
Gesamthöhe	900 mm*
Gesamtgewicht	54 kg
Belastbarkeit	136 kg
Sitzhöhe	540–590 mm
Geschwindigkeit	6 km/h
Bereifung	8" PU
Beleuchtung	nicht gemäß StVZO



**Bischoff & Bischoff GmbH**

Becker-Görling-Straße 13

D-76307 Karlsbad

Tel.: +49 (0)700 6000 7070

Fax: +49 (0)700 6000 8080

info@bischoff-bischoff.de

bischoff-bischoff.com

Bildquellen: Bischoff & Bischoff GmbH

Druckfehler, Produkt-, Farbänderungen und technische Angaben sind vorbehalten. Die Farben der abgebildeten Produkte können in der Realität leicht abweichen.

Stand: Januar 2020

© Bischoff & Bischoff GmbH



[bischoff-bischoff.com](http://bischoff-bischoff.com)

*Enjoy mobility.*

