



**Firma:**

Basispreis: **Eltego**

€ 3.558,-

**Kommission:**

HMV-Nr.: 18.50.04.0175 | Max. Belastbarkeit 120 kg

**Datum:**

▼ Bitte ankreuzen

<b>Sitz</b>	€
Sitzbreite verstellbar 400 - 540 mm	●
Sitzhöhe 485 mm	●
Sitztiefe 440 mm	●
Sitzkissen	●
Standardsitz   Schwarz	●
<b>Rücken</b>	
Rückenhöhe 540 mm	●
Rückenlehnenwinkel in 4 Stufen einstellbar von 90° bis 120°   manuell	●
Anpassrücken	●
<input type="checkbox"/> Kopfstütze	144,-
<b>Seitenteile</b>	
Höhen- und breitenverstellbar	●
<b>Beinstützen</b>	
Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar, mit anatomisch geformtem Griff	●
Fußplatte winkelverstellbar	●
<b>Motor und Batterie</b>	
Reichweite ca. 25 km	●
Geschwindigkeit 6 km/h	●
Batterie 2x12V / 55 Ah	●
Ladegerät 24V / 5 Ah	●

▼ Bitte ankreuzen

<b>Fahrpult</b>	€
abschwenkbar und längeneinstellbar	●
Fahrpult <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts montiert	○
<b>Bereifung</b>	
Hinterradfederung	●
Hinterrad 12,5" x 2 1/4   PU	●
Vorderrad 8"   200 x 50 mm, PU	●
<input type="checkbox"/> Umbau Bereifung PU auf Luft	79,-
<b>Zubehör</b>	
Front- Rückstrahler	●
Sicherheitsgurt	●
<input type="checkbox"/> Stockhalter	56,-
<input type="checkbox"/> APINO Shopper	18,20
Werkzeugset	●
<b>Rahmenfarbe</b>	
Silber	●

● Basisausstattung    ○ wahlweise ohne Aufpreis