



Firma:

 Basispreis: **Taiga**

€ 7.590,-

Kommission:

HMV-Nr.: 18.50.04.3001 | Max. Belastbarkeit 170 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Sitz	€
Sitzbreite 415-615 mm	●
Sitzhöhe 500 mm	●
Sitztiefe einstellbar 410 - 560 mm	●
Sitzkissen breitenverstellbar	●
Sitzwinkel einstellbar (-2° bis +10°) manuell	●
<input type="checkbox"/> Sitzwinkel verstellbar (-2° bis +20°) elektrisch	1.225,7
Standardsitz, Schwarz	●
Komfortsitz und -rücken	530,50
<input type="checkbox"/> 390 mm <input type="checkbox"/> 440 mm <input type="checkbox"/> 490 mm	
Rücken	
Rückenhöhe 530 mm	●
Rückenhöhe Komfortsitz 630 - 670 mm	●
Rückenlehne in 4 Stufen verstellbar von 90° bis 120°, manuell	●
<input type="checkbox"/> Rückenlehne, stufenlos verstellbar von 90° bis 135°, elektrisch	1.225,7
Anpassrücken nicht bei Komfortsitz	●
<input type="checkbox"/> Kopfstütze nur in Verbindung mit Komfortsitz	144,-
Seitenteile	
Höhen- und breitenverstellbar	●
Beinstützen	
Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar	●
<input type="checkbox"/> Beinstützen waagrecht u. breitenverstellbar manuell, Paar	215,20
<input type="checkbox"/> Beinstütze elektrisch <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	916,70
Fußplatte winkelverstellbar	●
Motor und Batterie	
Reichweite ca. 35 km	●
Geschwindigkeit 6 km/h	●
Batterie 2x 12V/80 Ah	●
Ladegerät 24V/8 Ah Standard	●
Beleuchtung	
Front-, Rückstrahler, Blinker	●

▼ Bitte ankreuzen

Fahrpult	€
abschwenkbar und längeneinstellbar	●
VR-2 bis 2 elektrische Verstellmöglichkeiten	●
<input type="checkbox"/> VR-2 Steuerung für Begleiter nur in Verbindung mit Halterung möglich	379,-
<input type="checkbox"/> R-Net bis 4 elektrische Verstellmöglichkeiten	2.490,-
<input type="checkbox"/> R-Net Steuerung für Begleiter nur in Verbindung mit Halterung möglich	589,-
Fahrpult <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts montiert	○
<input type="checkbox"/> Halterung für Begleiter	129,-
<input type="checkbox"/> Software PC-Programmer A + Kabel	504,70
Bereifung	
Hinterradfederung	●
Hinterrad 14" 3.00 - 8 mm, PU	●
Vorderrad 10" 3.00 - 4 mm, PU	●
Antikipprollen	●
Radspritzschutz hinten	●
Zubehör	
<input type="checkbox"/> Sicherheitsgurt	30,90
<input type="checkbox"/> Rückspiegel nur mit Halter montierbar	51,40
<input type="checkbox"/> Halter für Rückspiegel komplett	71,10
<input type="checkbox"/> Bordsteinheber	265,70
<input type="checkbox"/> Stockhalter	56,-
<input type="checkbox"/> APINO Citybag	60,42
<input type="checkbox"/> APINO Shopper	18,20
Werkzeugset	●
Rahmenfarbe	
Silber	●

● Basisausstattung

○ wahlweise ohne Aufpreis