



Firma:

Kommission:

Datum:

 Basispreis: **Terra**

€ 4.620,-

HMV-Nr.: 18.50.04.0098 | Max. Belastbarkeit 136 kg

▼ Bitte ankreuzen

Sitz	€
Sitzbreite verstellbar 410 - 500 mm	●
Sitzhöhe 540 mm	●
Sitztiefe variabel 400 - 450 mm	●
Sitztiefe Grundeinstellung 450 mm	●
Sitzkissen	●
Sitzwinkelverstellung (-2° bis +10°) manuell	●
Standardsitz, Schwarz	●
<input type="checkbox"/> Komfortsitz und -rücken	530,50
Rücken	
Rückenhöhe 550 mm	●
Rückenlehne in 4 Stufen verstellbar von 90° bis 120°, manuell	●
Anpassrücken	●
<input type="checkbox"/> Kopfstütze	144,-
Seitenteile	
Höhen- und breitenverstellbar	●
Beinstützen	
Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar mit anatomisch geformtem Griff	●
<input type="checkbox"/> Beinstützen waagrecht u. breitenverstellbar manuell, Paar	215,20
Fußplatte winkelverstellbar	●
<input type="checkbox"/> Breitenverstellkulisie	113,30
Motor und Batterie	
Reichweite ca. 32 km	●
Geschwindigkeit 6 km/h	●
Batterie 2x12V / 55Ah	
Ladegerät 24V / 5Ah	
Beleuchtung	
Front-, Rückstrahler, Blinker	●

▼ Bitte ankreuzen

Fahrpult	€
abschwenkbar und längeneinstellbar	●
Fahrpult <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts montiert	○
<input type="checkbox"/> Halterung für Begleiter	129,-
<input type="checkbox"/> VR-2 Steuerung für Begleiter nur in Verbindung mit Halterung möglich	379,-
<input type="checkbox"/> Software PC-Programmer A + Kabel	504,70
Bereifung	
Hinterradfederung	●
Hinterrad 3.00 - 8, PU	●
Vorderrad 230 x 70 mm, PU	●
<input type="checkbox"/> Umbau Bereifung PU auf Luft	79,-
Zubehör	
Kippschutzrollen	●
Transportbefestigung seitlich	●
<input type="checkbox"/> Bordsteinheber	265,70
<input type="checkbox"/> Kraftknoten-System komplett	1690,-
Sicherheitsgurt	●
<input type="checkbox"/> Stockhalter	56,-
<input type="checkbox"/> Rückspiegel nur mit Halter montierbar	51,40
<input type="checkbox"/> Halter für Rückspiegel komplett	71,10
<input type="checkbox"/> APINO Citybag	60,42
<input type="checkbox"/> APINO Shopper	18,20
Werkzeugset	●
Rahmenfarbe	
Silber	●

● Basisausstattung

○ wahlweise ohne Aufpreis