



Firma:

 Basispreis: **Triplex**

€ 4.820,-

Kommission:

HMV-Nr.: 18.50.04.0139 | Max. Belastbarkeit 136 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

<b>Sitz</b>	€
Sitzbreite verstellbar 410-500 mm	●
Sitzhöhe 540 mm	●
Sitztiefe variabel 400 - 450 mm	●
Sitzkissen	●
Sitzwinkelverstellung (-2° bis +10°)   manuell	●
<input type="checkbox"/> Sitzwinkelverstellung (-2° bis +20°)   elektrisch	1.225,7
Standardsitz, Schwarz	●
<input type="checkbox"/> Komfortsitz und -rücken	530,50
<b>Rücken</b>	
Rückenhöhe 550 mm	●
Rückenlehne in 4 Stufen verstellbar   von 90° bis 120°, manuell	●
<input type="checkbox"/> Rückenlehne, stufenlos verstellbar   von 90° bis 135°, elektrisch	1.225,7
Anpassrücken	●
<input type="checkbox"/> Kopfstütze	144,-
<b>Seitenteile</b>	
Höhen- und seitenverstellbar	●
<b>Beinstützen</b>	
Beinstützen nach innen und außen abschwübar	●
<input type="checkbox"/> Beinstützen waagrecht u. breitenverstellbar   manuell, Paar	215,20
<input type="checkbox"/> Beinstütze   elektrisch <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	916,70
Fußplatte winkelverstellbar	●
<input type="checkbox"/> Breitenverstellkulisse	113,30
<b>Motor und Batterie</b>	
Reichweite ca. 32 km	●
Geschwindigkeit 6 km/h	●
Batterie 2x 12V / 55 Ah	●
Ladegerät 24V / 5Ah	●
<b>Beleuchtung</b>	
Front-, Rückstrahler, Blinker	●

▼ Bitte ankreuzen

<b>Fahrpult</b>	€
abschwübar und längeneinstellbar	●
Fahrpult <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts montiert	○
<input type="checkbox"/> VR-2   bis 2 elektrische Verstellmöglichkeiten	1.050,-
<input type="checkbox"/> VR-2 Steuerung für Begleiter   nur in Verbindung mit Halterung möglich	379,-
<input type="checkbox"/> R-Net   bis 4 elektrische Verstellmöglichkeiten	2.490,-
<input type="checkbox"/> R-Net Steuerung für Begleiter   nur in Verbindung mit Halterung möglich	589,-
<input type="checkbox"/> Halterung für Begleiter	129,-
<input type="checkbox"/> Software PC-Programmer A + Kabel	504,70
<b>Bereifung</b>	
Hinterradfederung	●
Hinterrad 3.00 - 8, PU	●
Vorderrad 2.80/2.50 - 4, PU	●
<input type="checkbox"/> Umbau Bereifung PU auf Luft	79,-
<b>Zubehör</b>	
Kippschutzrollen	●
Transportbefestigung seitlich	●
<input type="checkbox"/> Bordsteinheber	265,70
<input type="checkbox"/> Kraftknoten-System komplett	1.690,-
Sicherheitsgurt	●
<input type="checkbox"/> Stockhalter	56,-
<input type="checkbox"/> APINO Citybag	60,42
<input type="checkbox"/> Rückspiegel   nur mit Halter montierbar	51,40
<input type="checkbox"/> Halter für Rückspiegel komplett	71,10
<input type="checkbox"/> APINO Shopper	18,20
Werkzeugset	●
<b>Rahmenfarbe</b>	
Silber	●

● Basisausstattung

○ wahlweise ohne Aufpreis