



Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Modell	€
<input type="checkbox"/> Centuro S2 6 km/h - Reichweite ca. 35 km - Max. Belastbarkeit 160 kg HMV-Nr.: 18.51.05.1044	2.428,57
<input type="checkbox"/> Centuro S2 10 km/h - Reichweite ca. 30 km - Max. Belastbarkeit 160 kg	2.932,77
Technische Daten	
Batterie 2x12 V / 45 Ah	●
Ladegerät 5 A	●
Räder 10" Luftbereifung	●
Bodenfreiheit 80 mm	●
Hindernishöhe 50 mm	●
Steigfähigkeit 12° 21 %	●
Wendebereich 1950 mm	●
Standardausstattung	
Fahrwerksfederung vorne und hinten	●
Bremsen elektromagnetisch	●
Feststellbremse mechanisch	●
Ergonomischer Lenker	●
Lenksäule verstellbar	●
USB-Port	●
Cockpit mit LED-Anzeige	●
Hupe	●
Rückspiegel Anbau links	●
Beleuchtung gemäß StVZO	●
Zulassung für Mitnahme im ÖPNV	●

▼ Bitte ankreuzen

Sitz und Rücken	€
Kapitansitz drehbar, höheneinstellbar - Sitztiefenverstellung - Rückenlehne abklappbar - Armlehnen winkeleinstellbar	●
Zubehör	
Einkaufskorb vorne, abnehmbar	●
Fußmatte	●
Getränkehalter	●
<input type="checkbox"/> Rückspiegel Anbau rechts**	25,21
<input type="checkbox"/> Halterung für Rückspiegel Anbau rechts	2,50
<input type="checkbox"/> Kennzeichenhalter für >6 km/h erforderlich*	24,10
Rahmenfarbe	
<input type="checkbox"/> Weiß <input type="checkbox"/> Anthrazit	○

*In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen hinten am Elektromobil anzubringen.

**nur mit Rückspiegelhalter bestellbar

● Basisausstattung ○ wahlweise ohne Aufpreis