



**Firma:**

**Kommission:**

**Datum:**

▼ Bitte ankreuzen

Modell	€
<input type="checkbox"/> Centuro S4   6 km/h - Reichweite ca. 35 km - Max. Belastbarkeit 160 kg	2.983,19
<input type="checkbox"/> Centuro S4   10 km/h - Reichweite ca. 30 km - Max. Belastbarkeit 160 kg	3.605,04
<b>Technische Daten</b>	
<input type="checkbox"/> Batterie 2x12 V / 55 Ah	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> Batterie 2x12 V / 80 Ah	252,10**
Ladegerät 5 A	●
Räder 12"   Luftbereifung	●
Bodenfreiheit 80 mm	●
Hindernishöhe 50 mm	●
Steigfähigkeit 12°   21 %	●
Wendebereich 2300 mm	●
<b>Standardausstattung</b>	
Fahrwerksfederung vorne und hinten	●
Bremsen elektromagnetisch	●
Feststellbremse mechanisch	●
Ergonomischer Lenker	●
Lenksäule verstellbar	●
USB-Port	●
Cockpit mit LED-Anzeige	●
Hupe	●
Rückspiegel   Anbau links	●
Beleuchtung gemäß StVZO	●
Elektronische Geschwindigkeitsreduzierung	●

▼ Bitte ankreuzen

Sitz und Rücken	€
<input type="checkbox"/> Kapitänssitz drehbar, höheneinstellbar - Sitztiefenverstellung - Rückenlehne abklappbar - Armlehnen winkeleinstellbar	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> Sitz XL drehbar, höheneinstellbar - Sitztiefenverstellung - Rückenlehne abklappbar - Armlehnen winkeleinstellbar	150,-**
<b>Zubehör</b>	
Einkaufskorb vorne, abnehmbar	●
Fußmatte	●
Getränkehalter	●
<input type="checkbox"/> Rückspiegel   Anbau rechts***	25,21
<input type="checkbox"/> Halterung für Rückspiegel   Anbau rechts	2,50
<input type="checkbox"/> Kennzeichenhalter   für >6 km/h erforderlich*	24,10
<input type="checkbox"/> Stockhalter	92,44
<input type="checkbox"/> Transportbox abschließbar   inkl. Halterung	250,-
<input type="checkbox"/> Halterung für Standardrollatoren	216,-
<b>Rahmenfarbe</b>	
<input type="checkbox"/> Weiß <input type="checkbox"/> Anthrazit	<input type="radio"/>

\*In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen hinten am Elektromobil anzubringen.

\*\* Mehrpreis. Optionspreis abzgl. Preis Standardausstattung. Dieser Preis weicht vom Einzelpreis ab.

\*\*\* nur mit Rückspiegelhalter bestellbar

● Basisausstattung    ○ wahlweise ohne Aufpreis