



Firma:

Basispreis: **Centuro S7**
Max. Belastbarkeit 160 kg

€ 3.941,18

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Technische Daten	€
Motor 15 km /h	●
- Reichweite ca. 45 km	
Batterie 2x12 V / 80 Ah	●
Ladegerät 8 A	●
Räder 13" Luftbereifung	●
Bodenfreiheit 130 mm	●
Hindernishöhe 100 mm	●
Steigfähigkeit 12° 21 %	●
Wendebereich 2300 mm	●
Standardausstattung	
Fahrwerksfederung vorne und hinten	●
Bremsen elektromagnetisch	●
Feststellbremse mechanisch	●
Ergonomischer Lenker	●
Lenksäule verstellbar	●
USB-Port	●
Cockpit mit LED-Anzeige	●
Hupe	●
Rückspiegel Anbau rechts und links	●
Beleuchtung gemäß StVZO	●
Elektronische Geschwindigkeitsreduzierung	●

▼ Bitte ankreuzen

Sitz und Rücken	€
<input type="checkbox"/> Kapitänssitz drehbar, höheneinstellbar	
- Sitztiefenverstellung	○
- Rückenlehne abklappbar	
- Armlehnen winkeleinstellbar	
<input type="checkbox"/> Sitz XL drehbar, höheneinstellbar	
- Sitztiefenverstellung	150,-**
- Rückenlehne abklappbar	
- Armlehnen winkeleinstellbar	
Zubehör	
Einkaufskorb vorne, abnehmbar	●
Fußmatte	●
Getränkehalter	●
<input type="checkbox"/> Kennzeichenhalter für >6 km/h erforderlich*	24,10
<input type="checkbox"/> Stockhalter	92,44
<input type="checkbox"/> Transportbox abschließbar inkl. Halterung	250,-
<input type="checkbox"/> Halterung für Standardrollatoren	216,-
Rahmenfarbe	
<input type="checkbox"/> Weiß <input type="checkbox"/> Anthrazit	○

*In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen hinten am Elektromobil anzubringen.

**Mehrpreis. Optionspreis abzgl. Preis Standardausstattung.
Dieser Preis weicht vom Einzelpreis ab.

● Basisausstattung ○ wahlweise ohne Aufpreis