


Modell: 2301
 Artikelnummer: 2300000000



Modell: 2311
 Artikelnummer: 2310000000

Ersatzteile - TS-Aqua

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Bezeichnung
1	2311201000	Armlehnen links
2	2311202000	Armlehne rechts
3	2311301000	Beinstützen links
4	2311302000	Beinstütze rechts
5	2311400000	Rad 5" Kunststoff mit Bremsfunktion
6	2311412000	Sicherungsbolzen
7	2311500000	Rad 24" Kunststoff
8	2311601000	Bremse links
9	2311602000	Bremse rechts
10	2311901000	Sitzpolster PU mit Ausschnitt
11	2311902000	Einlage Sitzpolster
12	2311905000	Toiletteneimer mit Deckel
13	2311906000	Pu Rücken Einheit inkl. Armlehnenanbindung
14	2311912000	Sterngriffschraube
ohne Abb.	2311506000	Steckachse
ohne Abb.	2311507000	Steckachsenlager
ohne Abb.	2301903000	Halteklammer Sitzpolster

Datum: 05.10.2020	Typ: TS-Aqua	Modell: 2301 / 2311	
S/N	D23010000000001 - D2301xxxxxxxxxx D23110000000001 - D2311xxxxxxxxxx		