

**Firma:**Basispreis: **Alevo Country**

€ 447,66

Kommission:

Gesamtgewicht: 6,9 kg* / 7,4 kg* | Max. Belastbarkeit 130 kg

*(Gewicht ohne Tasche und Rückengurt)

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Sitz	€
Sitzfläche 445 x 220 mm	<input checked="" type="radio"/>
Sitzhöhe 510 mm	<input type="radio"/>
Sitzhöhe 585 mm	<input type="radio"/>
Schiebegriffe	
Schiebegriffe in der Höhe anpassbar	<input checked="" type="radio"/>
Bereifung	€
Profilbereifung 200 x 35 mm PU	<input checked="" type="radio"/>
Bremsen	
Bremsen mit geschlossenem Bügelgriff	<input checked="" type="radio"/>
Zubehör	
Komfortrückengurt	<input checked="" type="radio"/>
Tasche max. Belastbarkeit 5 kg	<input checked="" type="radio"/>
Sonnen-/Regenschirm	102,00
Stockhalter	26,70
Flaschenhalter	19,00
HERKULES Schloss	11,20
Rahmenfarbe	
Platin	<input type="radio"/>
Nachtblau	<input type="radio"/>

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

 Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis