

**Firma:****Kommission:****Datum:**Basispreis: **Eltego**
HMV-Nr.: 18.50.04.0175 | Max. Belastbarkeit 120 kg

€ 3.558,-

▼ Bitte ankreuzen

Sitz	€
Sitzbreite verstellbar 400 - 540 mm	●
Sitzhöhe 485 mm	●
Sitztiefe 440 mm	●
Sitzkissen	●
Standardsitz, Schwarz	●
Rücken	
Rückenhöhe 540 mm	●
Rückenlehne in 4 Stufen verstellbar von 90° bis 120°, manuell	●
Anpassrücken	●
Kopfstütze	144,-
Seitenteile	
Höhen- und breitenverstellbar	●
Beinstützen	
Beinstützen nach innen und außen abschwinkbar mit anatomisch geformtem Griff	●
Fußplatte winkelverstellbar	●
Motor und Batterie	
Reichweite max. 25 km	●
Geschwindigkeit 6 km/h	●
Batterie 2x 12V / 50Ah	●
Ladegerät 24V / 4Ah	●

▼ Bitte ankreuzen

Fahrpult	€
abschwinkbar und längeneinstellbar	●
Fahrpult links rechts montiert	○
Bereifung	
Hinterradfederung	●
Hinterrad 12,5" x 2 1/4" PU	●
Vorderrad 200 x 50 mm PU	●
Umbau Bereifung PU auf Luft	79,-
Zubehör	
Front- Rückstrahler	●
Sicherheitsgurt	●
Stockhalter	56,-
APINO Shopper	18,20
Werkzeugset	●
Rahmenfarbe	
Silber	●

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

● Basisausstattung ○ wahlweise ohne Aufpreis