

**Firma:****Kommission:****Datum:**Basispreis: **Togo**

€ 2.180,-

HMV-Nr.: 18.99.04.1014 | Max. zulässiges Gesamtgewicht 180 kg
(einschließlich der Schiebehilfe und des Rollstuhles)

▼ Bitte ankreuzen

Technische Daten	€
Togo für Sitzbreiten 37 bis 52 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
Togo für Sitzbreiten 52 bis 56 cm	201,80
Geschwindigkeit vorwärts 1,0 bis 5,5 km/h 6 Stufen	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschwindigkeit rückwärts ca. 1,5 km/h	<input checked="" type="checkbox"/>
Reichweite: ca. 12 km	<input checked="" type="checkbox"/>
Steigung / Gefälle: max. 10 %	<input checked="" type="checkbox"/>
Akku Pack: 24 V 11.5 Ah Standard	<input checked="" type="checkbox"/>
Betriebsspannung: 24 VDC	<input checked="" type="checkbox"/>
Ladegerät	<input checked="" type="checkbox"/>
Antriebsräder: 200 x 50 Vollgummi	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremse: elektromagnetisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Softwarepaket	89,60

▼ Bitte ankreuzen

Zubehör	€
Akku Pack: 24 V 14,4 Ah	873,30
Adapterplatte für Schiebehilfe Togo Montage nur mit Klemmhalter möglich Satz	221,40
Klemmhalter für manuelle Rollstühle Satz	45,20
Klemmhalter für Multifunktionsrollstuhl Protego	121,60
Montagelehre für Adapterplatte	189,50
Rahmenfarbe	
Silber	<input checked="" type="checkbox"/>

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

 Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis