



**Firma:**

Basispreis: **Centuro Mini**

€ 1.504,20

**Kommission:**

Max. Belastbarkeit 136 kg

**Datum:**

▼ Bitte ankreuzen

<b>Technische Daten</b>	€
Motor 6 km/h - Reichweite ca. 12 km	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie 2x12 V / 12 Ah	<input checked="" type="checkbox"/>
Ladegerät 3 A	<input checked="" type="checkbox"/>
Räder 8"   PU	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenfreiheit 55 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Hindernishöhe 50 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Steigfähigkeit 12°   21 %	<input checked="" type="checkbox"/>
Wendebereich 1500 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Standardausstattung</b>	
Fahrwerksfederung vorne und hinten	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsen elektromagnetisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Lenker ergonomisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Lenksäule verstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
USB-Port	<input checked="" type="checkbox"/>
Cockpit mit LED Anzeige	<input checked="" type="checkbox"/>
Hupe	<input checked="" type="checkbox"/>
Beleuchtung Fahrradscheinwerfer	<input checked="" type="checkbox"/>

▼ Bitte ankreuzen

<b>Sitz und Rücken</b>	€
Stadionsitz drehbar, höheneinstellbar - Rückenlehne abklappbar - Armlehnen winkeleinstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zubehör</b>	
Einkaufskorb vorne, abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Fußmatte	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückspiegel   links*	25,21
Rückspiegelhalter   links	2,50
Rückspiegel   rechts*	25,21
Rückspiegelhalter   rechts	2,50
Stockhalter	92,44
<b>Rahmenfarbe</b>	
Weiss    Anthrazit	<input type="checkbox"/>

\*nur mit Rückspiegelhalter bestellbar

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

Basisausstattung

wahlweise ohne Aufpreis