

**Firma:**Basispreis: **Centuro S2** | 6 km/h

€ 2.428,57

Basispreis: **Centuro S2** | 10 km/h

€ 2.932,77

Kommission:

Max. Belastbarkeit 160 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Technische Daten			€
Geschwindigkeit bis zu	6 km/h	10 km/h	<input checked="" type="radio"/>
Reichweite ca.	30 km		<input checked="" type="radio"/>
Bodenfreiheit	80 mm		<input checked="" type="radio"/>
Hindernishöhe	50 mm		<input checked="" type="radio"/>
Steigfähigkeit	12° 21%		<input checked="" type="radio"/>
Wendekreis	1630 mm		<input checked="" type="radio"/>
Räder	10" Luftbereifung		<input checked="" type="radio"/>
Fahrwerksfederung	vorne und hinten		<input checked="" type="radio"/>
Bremsen	elektromagnetisch		<input checked="" type="radio"/>
Feststellbremse	mechanisch		<input checked="" type="radio"/>
Ergonomischer Lenker			<input checked="" type="radio"/>
Armlehnen	winkeleinstellbar		<input checked="" type="radio"/>
Lenksäule	verstellbar		<input checked="" type="radio"/>
Kapitänssitz	drehbar, höheneinstellbar		<input checked="" type="radio"/>
Sitztiefe	verstellung		<input checked="" type="radio"/>
Rückenlehne	abklappbar		<input checked="" type="radio"/>

▼ Bitte ankreuzen

Motor und elektrische Daten		€
Motor	6 km/h, 300 W, max. 3350 UPM	<input checked="" type="radio"/>
Motor	10 km/h, 440 W, max. 4800 UPM	<input checked="" type="radio"/>
Batterie	2 x 12 V/55 Ah	<input checked="" type="radio"/>
Ladegerät	5 A	<input checked="" type="radio"/>
USB-Port		<input checked="" type="radio"/>
Cockpit	mit LED Anzeige	<input checked="" type="radio"/>
Hupe		<input checked="" type="radio"/>
Rückspiegel	Anbau links	<input checked="" type="radio"/>
Beleuchtung	gemäß StVZO	<input checked="" type="radio"/>
Zulassung	für Mitnahme im ÖPNV	<input checked="" type="radio"/>
Zubehör		
Einkaufskorb	vorne, abnehmbar	<input checked="" type="radio"/>
Fußmatte		<input checked="" type="radio"/>
Rückspiegel	Anbau rechts	25,21
Getränkhalter		<input checked="" type="radio"/>
Stockhalter		92,44
Regenabdeckung		92,44
Rahmenfarbe		
Weiss	Anthrazit	<input type="radio"/>

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

 Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis