



**Firma:**

Basispreis: **Centuro S4** | 6 km/h

€ 2.983,19

Basispreis: **Centuro S4** | 10 km/h

€ 3.605,04

**Kommission:**

Max. Belastbarkeit 160 kg

**Datum:**

▼ Bitte ankreuzen

<b>Technische Daten</b>	€
Geschwindigkeit bis zu 6 km/h 10 km/h	<input checked="" type="checkbox"/>
Reichweite ca. 35 km	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenfreiheit 115 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Hindernishöhe 50 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Steigfähigkeit 12°   xx%	<input checked="" type="checkbox"/>
Wendekreis 1690 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Räder 12"   Luftbereifung	<input checked="" type="checkbox"/>
Fahrwerksfederung vorne und hinten	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsen elektromagnetisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Feststellbremse mechanisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Ergonomischer Lenker	<input checked="" type="checkbox"/>
Armlehnen winkeleinstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Lenksäule verstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Kapitänssitz drehbar, höheneinstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitztiefenverstellung	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückenlehne abklappbar	<input checked="" type="checkbox"/>

▼ Bitte ankreuzen

<b>Motor und elektrische Daten</b>	€
Motor 6 km/h, 310 W, max. 3400 UPM	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor 10 km/h, 500 W, max. 5400 UPM	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie 2 x 12 V/55 Ah	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie 2 x 12 V/82 Ah	252,10
Ladegerät 5 A	<input checked="" type="checkbox"/>
USB-Port	<input checked="" type="checkbox"/>
Cockpit mit LED Anzeige	<input checked="" type="checkbox"/>
Hupe	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückspiegel   Anbau links	<input checked="" type="checkbox"/>
Beleuchtung gemäß StVZO	<input checked="" type="checkbox"/>
Elektronische Geschwindigkeitsreduzierung	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zubehör</b>	
Einkaufskorb vorne, abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Fußmatte	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückspiegel   Anbau rechts	25,21
Getränkhalter	<input checked="" type="checkbox"/>
Stockhalter	92,44
Halter für Sauerstoffflasche	84,03
Regenabdeckung	92,44
<b>Rahmenfarbe</b>	
Weiss Anthrazit	<input type="radio"/>

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

Basisausstattung

wahlweise ohne Aufpreis