



Firma:

Basispreis: **Centuro S7**

€ 3.941,18

Kommission:

Max. Belastbarkeit 160 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Technische Daten	€
Motor 15 km /h	<input checked="" type="checkbox"/>
- Reichweite ca. 45 km	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie 2x12 V / 80 Ah	<input checked="" type="checkbox"/>
Ladegerät 8 A	<input checked="" type="checkbox"/>
Räder 13" Luftbereifung	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenfreiheit 130 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Hindernishöhe 100 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Steigfähigkeit 12° 21 %	<input checked="" type="checkbox"/>
Wendebereich 2300 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Standardausstattung	
Fahrwerksfederung vorne und hinten	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsen elektromagnetisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Feststellbremse mechanisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Ergonomischer Lenker	<input checked="" type="checkbox"/>
Lenksäule verstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
USB-Port	<input checked="" type="checkbox"/>
Cockpit mit LED-Anzeige	<input checked="" type="checkbox"/>
Hupe	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückspiegel Anbau rechts und links	<input checked="" type="checkbox"/>
Beleuchtung gemäß StVZO	<input checked="" type="checkbox"/>
Elektronische Geschwindigkeitsreduzierung	<input checked="" type="checkbox"/>

▼ Bitte ankreuzen

Sitz und Rücken	€
Kapitänssitz drehbar, höhenstellbar	
- Sitztiefenverstellung	
- Rückenlehne abklappbar	
- Armlehnen winkeleinstellbar	
Sitz XL drehbar, höhenstellbar	
- Sitztiefenverstellung	150,-**
- Rückenlehne abklappbar	
- Armlehnen winkeleinstellbar	
Zubehör	
Einkaufskorb vorne, abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Fußmatte	<input checked="" type="checkbox"/>
Getränkehalter	<input checked="" type="checkbox"/>
Kennzeichenhalter für >6 km/h erforderlich*	24,10
Stockhalter	92,44
Transportbox abschließbar inkl. Halterung	250,-
Halterung für Standardrollatoren	216,-
Rahmenfarbe	
Weiss Anthrazit	<input type="checkbox"/>

*In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen hinten am Elektromobil anzubringen.

**Mehrpreis. Optionspreis abzgl. Preis Standardausstattung. Dieser Preis weicht vom Einzelpreis ab.

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis