

**Firma:**Basispreis: **Sitzbreite 600 mm mit TBB**

€ 1.584,-

Basispreis: **Sitzbreite 650 mm mit TBB**

€ 1.584,-

**Kommission:**Basispreis: **Sitzbreite 700 mm mit TBB**

€ 1.584,-

**Datum:**

Max. Belastbarkeit 250 kg

▼ Bitte ankreuzen

<b>Sitz</b>				€
Sitzbreite in mm				<input type="radio"/>
600	650	700		
Sitzhöhe 500 - 550 mm				<input checked="" type="radio"/>
Sitztiefe 480 mm				<input checked="" type="radio"/>
Sitzkissen verstärkt				<input checked="" type="radio"/>
<b>Rücken</b>				
Rückenlehnenhöhe 460 - 535 mm verstellbar				<input checked="" type="radio"/>
Anpassrücken in mm				185,-
600	650	700		
Schieberohre höhenverstellbar				<input checked="" type="radio"/>
<b>Seitenteile</b>				
Seitenteile hochklappbar				<input checked="" type="radio"/>
Seitenteil höhenverstellbar		links	rechts	117,90
<b>Beinstützen</b>				
Nach innen und außen abschwengbar, abnehmbar				<input checked="" type="radio"/>
Fußbrett höheneinstellbar				<input checked="" type="radio"/>
Fersenbänder mit Klettverschluss				<input checked="" type="radio"/>
Beinstütze waagrecht verstellbar		links	rechts	123,10
Amputationsbeinstütze		links	rechts	157,-

▼ Bitte ankreuzen

<b>Bereifung</b>		
Hinterräder 24" PU   verstärkte Achse		<input checked="" type="radio"/>
Vorderräder 7" PU		<input checked="" type="radio"/>
<b>Bremsen</b>		€
Feststellbremse Fahrerbedienung		<input checked="" type="radio"/>
Trommelbremse		<input checked="" type="radio"/>
<b>Zubehör</b>		
Ankipphilfe		<input checked="" type="radio"/>
Kippschutzrollen   Paar		87,50
Stockhalter		<input checked="" type="radio"/>
Stabilisierungsstange		<input checked="" type="radio"/>
Tasche im Rückengurt		<input checked="" type="radio"/>
Wadenband		<input checked="" type="radio"/>
Infusions-/Oxygenflaschenhalter		169,-
APINO Citybag		60,42
APINO Shopper		18,20
Passive Beleuchtung		<input checked="" type="radio"/>
<b>Rahmenfarbe</b>		
Anthrazit		<input checked="" type="radio"/>

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

 Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis