

**Firma:**Basispreis: **Protego SL ohne TBB**

€ 2.981,31

**Kommission:**Basispreis: **Protego SL mit TBB**

€ 3.177,57

**Datum:**

Max. Belastbarkeit 150 kg

▼ Bitte ankreuzen

<b>Sitz</b>	€
Sitzbreite in mm <b>440</b> - 465 <b>490</b> - 515	<input type="radio"/>
Sitzhöhe vorne 520 - 600 mm   mit Sitzkissen	<input checked="" type="radio"/>
Sitztiefe 480 - 520 mm	<input checked="" type="radio"/>
Sitzwinkel 0 - 15°	<input checked="" type="radio"/>
Abduktionspolster   mit Halter	92,70
Sitzbezug Dartex, Nachtgrau	<input checked="" type="radio"/>
<b>Rücken</b>	
Rückenpolsterung   anatomisch geformt mit Seitenhalt	<input checked="" type="radio"/>
Rückenlehnenhöhe 540 - 650 mm   mit Sitzkissen	<input checked="" type="radio"/>
Rückenlehnenwinkel 0 - 44°	<input checked="" type="radio"/>
Seitenpelotte   mit Halter    links    rechts	94,80
Klemmhalter für Seitenpelotte   Stück	13,90
Kopfstütze 3-teilig einstellbar	<input checked="" type="radio"/>
Rückenbezug Dartex, Nachtgrau	<input checked="" type="radio"/>
Schieberohre höhenverstellbar	<input checked="" type="radio"/>
<b>Seitenteile</b>	
Höhenverstellbar, abnehmbar, tiefeinstellbar, mit gepolsterten Armauflagen   Dartex Überzug	<input checked="" type="radio"/>
Armauflage, Hemiplegiker    links    rechts	298,70
<b>Beinstützen</b>	
Beinstützen waagrecht verstellbar mit Längenausgleich	<input checked="" type="radio"/>
Kniepelotten	<input checked="" type="radio"/>
Wadenpolster	<input checked="" type="radio"/>
Fußplatten winkelverstellbar	<input checked="" type="radio"/>

▼ Bitte ankreuzen

<b>Bereifung</b>	€
Hinterräder 24" x 1 3/8" PU   inkl. Steckachse	<input checked="" type="radio"/>
Vorderräder 7" x 45 mm PU	<input checked="" type="radio"/>
Transit-Version, Hinterräder 12,5" PU   Paar	210,-
Speichenschutz transparent 24"	145,-
<b>Bremsen</b>	
Feststellbremse Fahrerbedienung	<input checked="" type="radio"/>
Bremshebelverlängerung   Stück	19,90
<b>Zubehör</b>	
Togo Schiebehilfe inkl. Anbauset	2.523,-
Montagelehre für Togo Adapterplatte	189,50
Ankipphilfe	<input checked="" type="radio"/>
Sicherheitsgurt	26,80
Therapietisch	215,-
Infusions-/Oxygenflaschenhalter* 110 mm    160 mm	169,-
APINO Citybag	60,42
APINO Shopper	18,20
Passive Beleuchtung	<input checked="" type="radio"/>
<b>Rahmenfarbe</b>	
Anthrazit	<input checked="" type="radio"/>

\* mit Togo nicht möglich

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

 Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis