



Firma:

Basispreis: **Pyro Light Optima ohne TBB**

€ 1.199,-

Basispreis: **Pyro Light Optima mit TBB**

€ 1.398,-

Kommission:

HMV-Nr.: 18.50.02.2107 | Max. Belastbarkeit 125 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Sitz	€
Sitzbreite in mm 370 400 430 460 490	<input type="radio"/>
520	38,-
Sitzhöhe vorne in mm 500	<input type="radio"/>
400 (beinhaltet 6" Vorderräder und 22" Hinterräder)	45,50
425 450 475	45,50
Sitztiefe 425 mm (Standard) einstellbar 400-500 mm in 25 mm Stufen	<input checked="" type="radio"/>
Sitzkissen Sitzbreite 370-460 mm	24,-
Sitzkissen Sitzbreite 490 mm	26,-
Sitzkissen Sitzbreite 520 mm	34,-
Sitzkissen Sitzbreite 550 mm	40,-
Sitzkissen Sitzbreite 580 mm	44,-
Sitzbezug Nylon	<input checked="" type="radio"/>
Rücken	
Rückenhöhe 420 mm	<input checked="" type="radio"/>
Rückenhöhenverstellung 400 - 460 mm	<input checked="" type="radio"/>
Rückensystem mit Lumbalknick	<input checked="" type="radio"/>
Anpassrücken	<input checked="" type="radio"/>
Kopfstütze*	188,-
Schieberohre höhenverstellbar* Paar	<input checked="" type="radio"/>
Rückenbezug Nylon	<input checked="" type="radio"/>
Seitenteile	
Seitenteile tiefen- und höhenverstellbar	<input checked="" type="radio"/>
Beinstützen	
Standardbeinstützen nach innen und außen abschwenkbar	<input checked="" type="radio"/>
Beinstützenverlängerung 100 mm	30,40
BW-Beinstütze links rechts	107,60
Amputationsbeinstütze links rechts	157,-
Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten	<input checked="" type="radio"/>

▼ Bitte ankreuzen

Bereifung	€
Hinterrad 24" x 1" PU, inkl. Steckachse	<input checked="" type="radio"/>
Vorderrad 8", 1 1/4" PU	<input checked="" type="radio"/>
Transit-Version, Hinterräder 12,5" PU	210,-
Vorderrad 8" 200 x 50 mm, PU	30,40
Vorderrad 6" komplett	41,10
Greifreifenüberzug 24"	55,-
Speichenschutz transparent 24"	145,-
Radstandverlängerung	72,-
Einhandbetrieb nur ohne TBB links rechts	325,-
Bremsen	
Feststellbremse Fahrerbedienug	<input checked="" type="radio"/>
Bremshebelverlängerung Stück	23,-
Einhandbremse mechanisch links rechts	88,60
Zubehör	
Togo Schiebehilfe inkl. Anbausatz	2.446,60
Montagelehre für Adapterplatte	189,50
Ankipphilfe	<input checked="" type="radio"/>
Kippschutzrollen	87,50
Sicherheitsgurt	26,80
Sicherheitsgurt XL	30,-
Stockhalter	23,70
Therapietisch S (370-430) L (430-490) XL (490-520)	215,-
Infusions-/Oxygenflaschenhalter	169,-
APINO Citybag	60,42
APINO Shopper	18,20
Passive Beleuchtung	<input checked="" type="radio"/>
Rahmenfarbe	
Silbermetallic	<input checked="" type="radio"/>

* Kopfstütze und Schieberohre höhenverstellbar nicht als Kombination montierbar

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

Basisausstattung

wahlweise ohne Aufpreis