



Firma:

Basispreis: **Pyro Light Optima XL ohne TBB**

€ 1.399,-

Basispreis: **Pyro Light Optima XL mit TBB**

€ 1.598,-

Kommission:

HMV-Nr.: 18.50.02.3032 | Max. Belastbarkeit 170 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Sitz	€
Sitzbreite in mm 520 550 580	<input type="radio"/>
Sitzhöhe vorne in mm 500	<input type="radio"/>
400 (beinhaltet 6" Vorderräder und 22" Hinterräder)	45,50
425 450 475	45,50
Sitztiefe 450 mm (Standard) einstellbar 450-500 mm in 25 mm Stufen	<input checked="" type="radio"/>
Sitzkissen Sitzbreite 520 mm	34,-
Sitzkissen Sitzbreite 550 mm	40,-
Sitzkissen Sitzbreite 580 mm	44,-
Sitzbezug Nylon	<input checked="" type="radio"/>
Rücken	
Rückenhöhe 420 mm	<input checked="" type="radio"/>
Rückenhöhenverstellung 400 - 460 mm	<input checked="" type="radio"/>
Rückensystem mit Lumbalknick	<input checked="" type="radio"/>
Anpassrücken	<input checked="" type="radio"/>
Kopfstütze	188,-
Schieberohre höhenverstellbar Paar	<input checked="" type="radio"/>
Rückenbezug Nylon	<input checked="" type="radio"/>
Seitenteile	
Seitenteile tiefen- und höhenverstellbar	<input checked="" type="radio"/>
Beinstützen	
Standardbeinstützen nach innen und außen abschwenkbar	<input checked="" type="radio"/>
Beinstützenverlängerung 100 mm	30,40
BW-Beinstütze links rechts	107,60
Amputationsbeinstütze links rechts	157,-
Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten	<input checked="" type="radio"/>

* für die SB 550 mm werden zusätzlich längere Teleskoprohre benötigt € 196,-

▼ Bitte ankreuzen

Bereifung	€
Hinterrad 24" x 1 3/8" PU, inkl. Steckachse	<input checked="" type="radio"/>
Vorderrad 8" 200 x 50 mm, PU	<input checked="" type="radio"/>
Greifreifenüberzug 24"	55,-
Speichenschutz transparent 24"	145,-
Radstandverlängerung	72,-
Einhandantrieb nur ohne TBB links rechts	325,-
Bremsen	
Feststellbremse Fahrerbedienung	<input checked="" type="radio"/>
Bremshebelverlängerung Stück	23,-
Einhandbremse mechanisch links rechts	88,60
Zubehör	
Togo Schiebehilfe inkl. Anbauset bis einschl. SB 550 mm möglich*	2.446,60
Montagelehre für Adapterplatte	189,50
Ankipphilfe	<input checked="" type="radio"/>
Kippschutzrollen	87,50
Sicherheitsgurt XL	30,90
Stockhalter	23,70
Therapietisch	215,-
Infusions-/Oxygenflaschenhalter	169,-
APINO Citybag	60,42
APINO Shopper	18,20
Passive Beleuchtung	<input checked="" type="radio"/>
Rahmenfarbe	
Silber	<input checked="" type="radio"/>

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

 Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis