



**Firma:**

Basispreis: **Pyro Start Plus ohne TBB** € 999,-

Basispreis: **Pyro Start Plus mit TBB** € 1.198,-

**Kommission:**

HMV-Nr.: 18.50.02.2115 | Max. Belastbarkeit 125 kg

**Datum:**

▼ Bitte ankreuzen

<b>Sitz</b>	€
Sitzbreite in mm	
370    400    430    460    490	<input type="radio"/>
520	38,-
Sitzhöhe vorne in mm	
500	<input checked="" type="radio"/>
425    450    475	45,50
Sitztiefe   einstellbar 400 - 440 mm	<input checked="" type="radio"/>
Sitzkissen   Sitzbreite 370-460 mm	24,-
Sitzkissen   Sitzbreite 490 mm	26,-
Sitzkissen   Sitzbreite 520 mm	30,-
Sitzbezug Nylon	<input checked="" type="radio"/>
<b>Rücken</b>	
Rückensystem mit Lumbalknick	<input checked="" type="radio"/>
Rückenhöhe   einstellbar 420 - 440 mm	<input checked="" type="radio"/>
Anpassrücken komplett	153,50
Schieberohre höhenverstellbar   Paar *	152,40
Kopfstütze *	188,-
Rückenbezug Nylon	<input checked="" type="radio"/>
<b>Seitenteile</b>	
Duo-Seitenteile desk/lang, abschwenkbar	<input checked="" type="radio"/>
Seitenteil höhenverstellbar    links    rechts	108,20
Seitenteil höhenverstellbar mit Kombiarmpolster    links    rechts	123,50
<b>Beinstützen</b>	
Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar, mit anatomisch geformtem Griff	<input checked="" type="radio"/>
Beinstützenverlängerung 100 mm   Paar	60,80
BW-Beinstütze    links    rechts	107,60
Amputationsbeinstütze    links    rechts	157,-
Winkel- und feststellbare Fußplatten mit Klett-Fersenbändern	<input checked="" type="radio"/>

\* Kopfstütze und Schieberohre höhenverstellbar nicht als Kombination montierbar

▼ Bitte ankreuzen

<b>Bereifung</b>	€
Hinterräder 24" x 1 3/8"   inkl. Steckachse	<input checked="" type="radio"/>
Transit-Version, Hinterräder 12,5" PU	210,-
Vorderräder 8" x 1 1/4"	<input checked="" type="radio"/>
Vorderräder 200 x 50 mm   Paar	60,80
PU-Bereifung	<input checked="" type="radio"/>
Umbau Bereifung PU auf Luft	79,-
Radstandverlängerung	<input checked="" type="radio"/>
Adapterblock	<input checked="" type="radio"/>
Speichenschutz transparent 24"	145,-
Einhandbetrieb   nur ohne TBB    links    rechts	325,-
Greifreifenüberzug 24"   Paar	110,-
<b>Bremsen</b>	
Feststellbremse Fahrerbedienung	<input checked="" type="radio"/>
Bremshebelverlängerung   Stück	23,-
Einhandbremse   mechanisch    links    rechts	88,60
<b>Zubehör</b>	
Togo Schiebehilfe inkl. Anbauset	2.446,60
Montagelehre für Togo Adapterplatte	189,50
Kippschutzrollen   Paar	87,50
Ankipphilfe	<input checked="" type="radio"/>
Sicherheitsgurt	26,80
Stockhalter	23,70
Therapietisch	215,-
S (370-430)    L (430-490)    XL (490-520)	
Infusions-/Oxygenflaschenhalter	169,-
APINO Citybag	60,42
APINO Shopper	18,20
Passive Beleuchtung	<input checked="" type="radio"/>
<b>Rahmenfarbe</b>	
Silber    Blau	<input type="radio"/>

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

Basisausstattung     wahlweise ohne Aufpreis