



Firma:

Basispreis: **Neo XXL**

€ 8.090,-

Kommission:

HMV-Nr.: 18.50.04.5003 | Max. Belastbarkeit 200 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Sitz	€
Sitzbreite 450 mm effektiv 400 - 510 mm	●
Sitzbreite 520 - 600 mm	205,-
Sitzhöhe 500 mm	●
Sitztiefe variabel 420 - 510 mm	●
Sitzkissen	●
Sitzwinkel verstellbar (-2° bis +19°) elektrisch nur mit Zusatzoption R-Net Steuerung bestellbar	1.390,-
Sitzwinkel verstellbar (-2° bis +19°) manuell	●
Standardsitz, Schwarz	●
Komfortsitz nur in Verbindung mit verlängertem Sitzrahmen	545,-
Verlängerter Sitzrahmen	225,-
Recarositz keine elektrischen Verstelloptionen beim Sitz und Rücken möglich	1.850,-
Rücken	
Rückenhöhe 440 mm	●
Rückenwinkelverstellung (-5° - 75°) elektrisch nur mit Zusatzoption R-Net Steuerung bestellbar	1.590,-
Rückenwinkelverstellung (-5° - 75°) manuell	●
Anpassrücken	290,-
Kopfstütze	285,-
Seitenteile	
Höhen- und breitenverstellbar	●
Beinstützen	
Beinstützen manuell verstellbar	●
Beinstütze waagrecht mit Längenausgleich, manuell Stk. links rechts nur mit Wadenpolster bestellbar	405,-
Wadenpolster für waagrecht verst. Beinstützen Stk.	120,-
Elektrisch waagrecht verstellbare Beinstützen Stk. links rechts nur mit R-Net Steuerung bestellbar	990,-
Fußplatte winkelverstellbar	●
Motor und Batterie	
Reichweite max. 40 km	●
Max. Geschwindigkeit 6 km/h	●
Max. Geschwindigkeit 10 km/h incl. StVZO-Paket	595,-

▼ Bitte ankreuzen

Batterie 2x 12V / 60 Ah	●
Ladegerät 24V / 8 Ah	●
Beleuchtung	
€	
Front-, Rückstrahler, Blinker	●
Fahrpult	
VR-2 Steuerung	●
R-Net Steuerung	860,-
Fahrpult links rechts montiert	○
VR-2 Begleitersteuerung komplett mit Halter	508,-
R-Net Begleitersteuerung komplett mit Halter	718,-
Software Paket: Software, Kabel (E)	490,-
Bereifung	
Vorder- und Hinterradfederung	●
Hinterräder 3.00 - 8, Luft	●
Vorderräder 3.00 - 4, Luft	●
Pannensichere Bereifung RolkoFill	299,-
Radspritzschutz hinten Stückpreis	145,-
Zubehör	
Antikipprollen	●
Transportbefestigung	●
Sicherheitsgurt	71,20
Stockhalter	56,-
Rückspiegel nur mit Halter montierbar	49,90
Halter für Rückspiegel komplett	69,-
Heckmarkierungstafel	75,-
PETITE Handytasche	9,30
BICO Greifzange	26,61
APINO Citybag	60,42
APINO Shopper	18,20
Werkzeugset	●
Rahmenfarbe	
Silber	●

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

● Basisausstattung

○ wahlweise ohne Aufpreis