



Firma:

Basispreis: **Taiga**

€ 7.590,-

Kommission:

HMV-Nr.: 18.50.04.3001 | Max. Belastbarkeit 170 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Sitz	€
Sitzbreite 415-615 mm	●
Sitzhöhe 500 mm	●
Sitztiefe einstellbar 410 - 560 mm	●
Sitzkissen breitenverstellbar	●
Sitzwinkel einstellbar (-2° bis +10°) manuell	●
Sitzwinkel verstellbar (-2° bis +20°) elektrisch	1.125,70
Standardsitz, Schwarz	●
Komfortsitz und -rücken 390 mm 440 mm 490 mm	530,50
Rücken	
Rückenhöhe 530 mm	●
Rückenhöhe Komfortsitz 630 - 670 mm	●
Rückenlehne in 4 Stufen verstellbar von 90° bis 120°, manuell	●
Rückenlehne, stufenlos verstellbar von 90° bis 135°, elektrisch	1.225,70
Anpassrücken nicht bei Komfortsitz	●
Kopfstütze nur in Verbindung mit Komfortsitz	144,-
Seitenteile	
Höhen- und breitenverstellbar	●
Beinstützen	
Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar	●
Beinstütze waagrecht u. breitenverstellbar Stückpreis links rechts	107,60
Beinstütze elektrisch Stückpreis links rechts	458,35
Fußplatte winkelverstellbar	●
Motor und Batterie	
Reichweite max. 35 km	●
Geschwindigkeit 6 km/h	●
Batterie 2x 12V/80 Ah	●
Ladegerät 24V/8 Ah Standard	●

▼ Bitte ankreuzen

Beleuchtung	€
Front-, Rückstrahler, Blinker	●
Fahrpult	
abschwenkbar und längeneinstellbar	●
VR-2 bis 2 elektrische Verstellmöglichkeiten	●
VR-2 Begleitersteuerung komplett mit Halter	508,-
R-Net bis 4 elektrische Verstellmöglichkeiten	2.490,-
R-Net Begleitersteuerung komplett mit Halter	718,-
Fahrpult links rechts montiert	○
Software PC-Programmer A + Kabel	504,70
Bereifung	
Hinterradfederung	●
Hinterrad 14"	●
Vorderrad 10"	●
Antikipprollen	●
Radspritzschutz hinten	●
Zubehör	
Sicherheitsgurt	30,90
Rückspiegel nur mit Halter montierbar	51,40
Halter für Rückspiegel komplett	71,10
Bordsteinheber	265,70
Stockhalter	56,-
APINO Citybag	60,42
APINO Shopper	18,20
Werkzeugset	●
Rahmenfarbe	
Silber	●

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

● Basisausstattung

○ wahlweise ohne Aufpreis