



Firma:

Basispreis: **Terra**

€ 4.620,-

Kommission:

HMV-Nr.: 18.50.04.0098 | Max. Belastbarkeit 136 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Sitz	€
Sitzbreite verstellbar 410 - 500 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzhöhe 540 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitztiefe variabel 400 - 450 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitztiefe Grundeinstellung 450 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzkissen	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzwinkelverstellung (-2° bis +10°) manuell	<input checked="" type="checkbox"/>
Standardsitz, Schwarz	<input checked="" type="checkbox"/>
Komfortsitz und -rücken	530,50
Rücken	
Rückenhöhe 550 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückenlehne in 4 Stufen verstellbar von 90° bis 120°, manuell	<input checked="" type="checkbox"/>
Anpassrücken	<input checked="" type="checkbox"/>
Kopfstütze	144,-
Seitenteile	
Höhen- und breitenverstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Beinstützen	
Beinstützen nach innen und außen abschwinkbar mit anatomisch geformtem Griff	<input checked="" type="checkbox"/>
Beinstütze waagrecht u. breitenverstellbar Stückpreis links rechts	107,60
Fußplatte winkelverstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Breitenverstellkulisse	113,30
Motor und Batterie	
Reichweite max. 32 km	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschwindigkeit 6 km/h	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie 2x 12V / 55Ah	<input checked="" type="checkbox"/>
Ladegerät 24V / 5Ah	<input checked="" type="checkbox"/>

▼ Bitte ankreuzen

Beleuchtung	€
Front-, Rückstrahler, Blinker	<input checked="" type="checkbox"/>
Fahrpult	
abschwinkbar und längeneinstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Fahrpult links rechts montiert	<input type="checkbox"/>
VR-2 Begleitersteuerung komplett mit Halter	508,-
Software PC-Programmer A + Kabel	504,70
Bereifung	
Hinterradfederung	<input checked="" type="checkbox"/>
Hinterrad 3.00 - 8, PU	<input checked="" type="checkbox"/>
Vorderrad 230 x 70mm, PU	<input checked="" type="checkbox"/>
Umbau Bereifung PU auf Luft	79,-
Zubehör	
Kippschutzrollen	<input checked="" type="checkbox"/>
Transportbefestigung seitlich	<input checked="" type="checkbox"/>
Bordsteinheber	265,70
Sicherheitsgurt	<input checked="" type="checkbox"/>
Stockhalter	56,-
Rückspiegel nur mit Halter montierbar	51,40
Halter für Rückspiegel komplett	71,10
APINO Citybag	60,42
APINO Shopper	18,20
Werkzeugset	<input checked="" type="checkbox"/>
Rahmenfarbe	
Silber	<input checked="" type="checkbox"/>

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

 Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis