



Firma:

Basispreis: **Triplex**

€ 4.820,-

Kommission:

HMV-Nr.: 18.50.04.0139 | Max. Belastbarkeit 136 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Sitz	€
Sitzbreite verstellbar 410 - 500 mm	●
Sitzhöhe 540 mm	●
Sitztiefe variabel 400 - 450 mm	●
Sitzkissen	●
Sitzwinkelverstellung (-2° bis +10°) manuell	●
Sitzwinkelverstellung (-2° bis +20°) elektrisch	1.225,70
Standardsitz, Schwarz	●
Komfortsitz und -rücken	530,50
Rücken	
Rückenhöhe 550 mm	●
Rückenlehne in 4 Stufen verstellbar von 90° bis 120°, manuell	●
Rückenlehne, stufenlos verstellbar von 90° bis 135°, elektrisch	1.225,70
Anpassrücken	●
Kopfstütze	144,-
Seitenteile	
Höhen- und breitenverstellbar	●
Beinstützen	
Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar	●
Beinstütze waagrecht u. breitenverstellbar Stückpreis links rechts	107,60
Beinstütze elektrisch Stückpreis links rechts	458,35
Fußplatte winkelverstellbar	●
Breitenverstellkulisie	113,30
Motor und Batterie	
Reichweite max. 32 km	●
Geschwindigkeit 6 km/h	●
Batterie 2x 12V / 55Ah	●
Ladegerät 24V / 5Ah	●

▼ Bitte ankreuzen

Beleuchtung	€
Front-, Rückstrahler, Blinker	●
Fahrpult	
abschwenkbar und längeneinstellbar	●
Fahrpult links rechts montiert	○
VR-2 bis 2 elektrische Verstellmöglichkeiten	●
VR-2 Begleitersteuerung komplett mit Halter	508,-
R-Net bis 4 elektrische Verstellmöglichkeiten	2.490,-
R-Net Begleitersteuerung komplett mit Halter	718,-
Software PC-Programmer A + Kabel	504,70
Bereifung	
Hinterradfederung	●
Hinterrad 3.00 - 8, PU	●
Vorderrad 2.80/2.50 - 4, PU	●
Umbau Bereifung PU auf Luft	79,-
Zubehör	
Kippschutzrollen	●
Transportbefestigung seitlich	●
Bordsteinheber	265,70
Sicherheitsgurt	●
Stockhalter	56,-
Rückspiegel nur mit Halter montierbar	51,40
Halter für Rückspiegel komplett	71,10
APINO Citybag	60,42
APINO Shopper	18,20
Werkzeugset	●
Rahmenfarbe	
Silber	●

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

● Basisausstattung

○ wahlweise ohne Aufpreis