



Firma:

Basispreis: **Neo XXL**

€ 8.972,-

Kommission:

HMV-Nr.: 18.50.04.5003 | Max. Belastbarkeit 200 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Sitz	€
Sitzbreite 450 mm effektiv 400 - 510 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzbreite 520 - 600 mm	205,-
Sitzhöhe 500 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitztiefe variabel 420 - 510 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzkissen	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzwinkel verstellbar (-2° bis +19°) elektrisch nur mit Zusatzoption R-Net Steuerung bestellbar	1.431,70
Sitzwinkel verstellbar (-2° bis +19°) manuell	<input checked="" type="checkbox"/>
Standardsitz, Schwarz	<input checked="" type="checkbox"/>
Komfortsitz nur in Verbindung mit verlängertem Sitzrahmen	561,40
Verlängerter Sitzrahmen	400,-
Recarositz keine elektrischen Verstelloptionen beim Sitz und Rücken möglich	2.999,-
Rücken	
Rückenhöhe 440 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückenwinkelverstellung (-5° - 75°) elektrisch nur mit Zusatzoption R-Net Steuerung bestellbar	1.990,-
Rückenwinkelverstellung (-5° - 75°) manuell	<input checked="" type="checkbox"/>
Anpassrücken	153,50
Kopfstütze	144,-
Seitenteile	
Höhen- und breitenverstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Beinstützen	
Beinstützen manuell verstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Beinstütze waagrecht mit Längenausgleich, manuell Stk. links rechts nur mit Wadenpolster bestellbar	485,-
Wadenpolster für waagrecht verst. Beinstützen Stk.	139,-
Elektrisch waagrecht verstellbare Beinstützen Stk. links rechts nur mit R-Net Steuerung bestellbar	1.290,-
Fußplatte winkelverstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor und Batterie	
Reichweite max. 40 km	<input checked="" type="checkbox"/>
Max. Geschwindigkeit 6 km/h	<input checked="" type="checkbox"/>
Max. Geschwindigkeit 10 km/h inkl. StVZO-Paket	612,90

▼ Bitte ankreuzen

Batterie 2x 12V / 60 Ah	<input checked="" type="checkbox"/>
Ladegerät 24V / 8 A	<input checked="" type="checkbox"/>
Beleuchtung	
€	
Front-, Rückstrahler, Blinker LED STVZO	<input checked="" type="checkbox"/>
Fahrpult	
rechts montiert	<input checked="" type="checkbox"/>
links montiert	43,30
abschwenkbar und längeneinstellbar links rechts	121,10
VR-2 Steuerung	<input checked="" type="checkbox"/>
R-Net Steuerung	2490,-
VR-2 Begleitersteuerung komplett mit Halter	905,-
R-Net Begleitersteuerung komplett mit Halter	1244,-
Software Paket: Software, Kabel (VR-2)	520,-
Software Paket: Software, Kabel (R-net)	490,-
Bereifung	
Vorder- und Hinterradfederung	<input checked="" type="checkbox"/>
Vorderräder 3.00 - 4, Luft Hinterräder 3.00 - 8, Luft	<input checked="" type="checkbox"/>
Umbau Pannensichere Bereifung RolkoFill	530,-
Umbau Luft Bereifung Blockprofil	389,40
Umbau Pannensichere Bereifung Blockprofil RolkoFill	916,60
Radspritzschutz hinten Paar nicht in Verbindung mit Blockprofil	298,60
Zubehör	
Antikipprollen	<input checked="" type="checkbox"/>
Transportbefestigung	<input checked="" type="checkbox"/>
Sicherheitsgurt	71,10
Stockhalter	56,-
Rückspiegel nur mit Halter montierbar	51,40
Halter für Rückspiegel komplett	71,10
Rahmenfarbe	
Silber	<input checked="" type="checkbox"/>

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

 Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis