



Firma:

Basispreis: **Centuro Mini**

€ 1.504,20

Kommission:

Max. Belastbarkeit 136 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Technische Daten	
Motor 6 km/h - Reichweite ca. 15 km	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie 2x12 V / 12 Ah	<input checked="" type="checkbox"/>
Ladegerät 3 A	<input checked="" type="checkbox"/>
Räder 8" PU	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenfreiheit 55 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Hindernishöhe 50 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Steigfähigkeit 12° 21 %	<input checked="" type="checkbox"/>
Wendebereich 1500 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Standardausstattung	
Fahrwerksfederung vorne und hinten	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremse elektromagnetisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Lenker ergonomisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Lenksäule verstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
USB-Port	<input checked="" type="checkbox"/>
Cockpit mit LED Anzeige	<input checked="" type="checkbox"/>
Hupe	<input checked="" type="checkbox"/>
Scheinwerfer LED	<input checked="" type="checkbox"/>
Ablagefach unter Lenker	<input checked="" type="checkbox"/>

▼ Bitte ankreuzen

Sitz und Rücken	
Stadionsitz drehbar, höheneinstellbar - Rückenlehne abklappbar - Armlehnen winkeleinstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Zubehör	
Einkaufskorb vorne, abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Fußmatte	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückspiegel links*	€ 25,21
Rückspiegelhalter links	€ 2,60
Rückspiegel rechts*	€ 25,21
Rückspiegelhalter rechts	€ 2,60
Stockhalter für 1 Gehstock für Montage am Multifunktionshalter	€ 122,80
Halterung für querfaltbare Rollatoren für Montage am Multifunktionshalter	€ 216,-
Halter für Sauerstoffflasche für Montage am Multifunktionshalter	€ 46,40
Halter für Transportbox für Montage am Multifunktionshalter	€ 135,-
Transportbox abschließbar	€ 199,-
Rahmenfarbe	
Weiss Anthrazit	<input type="radio"/>

*nur mit Rückspiegelhalter montierbar

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

Basisausstattung

wahlweise ohne Aufpreis